



SHOFU INC.
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

SHOFU DENTAL CORPORATION
1225 Stone Drive, San Marcos,
California 92078-4059, USA

[EC] [REP]
SHOFU DENTAL GmbH
Am Brühl 17, 40878 Ratingen, Germany

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.
10 Science Park Road, #03-12,
The Alpha, Science Park II, Singapore 117684



READ CAREFULLY BEFORE USE

EN

INDICATIONS

- Temporary cementation of temporary crowns, etc.
- Indirect pulp capping, temporary sealing after cavity preparation
- Temporary cementation of deciduous cavities

PRECAUTIONS

1. Do not use this product on patients with known allergies to this product or polycarboxylate cement.
2. Operators with known allergies to this product or polycarboxylate cement must not use this product.
3. If any inflammation or other allergic reactions occur on either patient or operator, immediately discontinue use and seek medical advice.
4. The liquid and mixture of this product should not come in contact with intraoral soft tissue, skin or eyes. In case of accidental contact with intraoral soft tissue or skin, immediately blot with alcohol moistened cotton ball and rinse with plenty of water. In case of contact with eyes, immediately flush the eyes with plenty of water and seek medical advice.
5. This product contains free silica. Inhalation of free silica for long periods could cause damage to the lung. Use local dust extractor, dust protective mask, etc to avoid harmful influence of the dust on the human body.
6. This product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE

1. Standard Powder/Liquid Ratio: 2.2 g/1.0 g
Dispense one level scoop of powder onto a mixing pad using the measuring scoop provided. Then, dispense two drops of liquid separately.
2. Mixing
Divide dispensed powder into 2 equal portions; introduce first half to the dispensed liquid and mix with a spatula within about 15 - 20 seconds. Then, incorporate the remaining half gradually and mix the whole until it becomes homogeneous paste. Mixing must be completed within about 45 seconds.
3. Temporary cementation/sealing
Immediately use the mixture for cementation, sealing or lining.
4. Setting and removal of excess material
After cementation or filling, keep the area from being contaminated with saliva for about 8 minutes. Then, remove excess hardened material following the conventional method.
5. Removal
Remove provisional restoration and residues of this material. Thoroughly clean the tooth surface for permanent restoration.

NOTE ON USE

- Always use the measuring scoop provided. Level off the powder with built-in leveler for accurate dispensing.
- Invert the liquid bottle prior to use to dispense drops of bubble-free liquid.
- Remove any hardened liquid plugging the opening of the nozzle with wet gauze etc. for accurate measuring.
- Tightly close the bottle caps (Powder and Liquid) immediately after each use. Use extra caution to keep the powder away from any moisture.
- Tooth surface to be cemented or filled should be kept slightly moist. Do not desiccate the surface.
- In the case where pulp is exposed or the affected area is close to the pulp, cap the pulp with pulp capping agent (calcium hydrate etc.).
- Do not use for cementation of permanent restoration.
- Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in the INDICATIONS in these instructions for use.
- Use this product within the expiration date indicated on the package or container.
(Example ☐ YYYY-MM-DD → Year-Month-Date of the expiration date)

STORAGE
Store at room temperature (1-30 °C/34-86 °F). Avoid high temperature and high humidity. Keep away from direct sunlight.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

DE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN

INDIKATIONEN

- Temporäre Zementierung provisorischer Kronen etc.
- Indirekte Pulpaüberkapping, temporäre Versiegelung nach Kavitätpräparation
- Temporäre Füllung von Milchzahnkavitäten

VORSICHTSMASNAHMEN

1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses Produkt oder andere Polycarboxylatemente verhindern.
2. Behandler mit bekannten Allergien gegen dieses Produkt oder andere Polycarboxylatemente dürfen das Produkt nicht benutzen.
3. Falls bei Patient oder Behandler Entzündungen oder andere allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und ärztlichen Rat einholen.
4. Flüssigkeit und Gemisch dieses Produkts sollten nicht mit oralen Weichgeweben, Haut oder Augen in Kontakt kommen. Bei versehentlichem Kontakt mit oralen Weichgeweben oder Haut sofort mit einem

mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser spülen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.

5. Dieses Produkt enthält freie Kieselsäure. Das Einatmen freier Kieselsäure über längere Zeiträume kann die Lunge schädigen. Zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stäuben dieses Produkts lokale Staubabsaugung, Staubmaske etc. verwenden.
6. Dieses Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch vorgesehen.

GERECHTSAMKEIT

1. Standardverhältnis Pulver/Flüssigkeit: 2.2 g/1.0 g
Einen gestrichenen Löffel Pulver mit dem beigelegenden Messlöffel auf den Mischblock ausbringen, sowie getrennt davon zwei Tropfen Flüssigkeit.
2. Mischung
Das entnommene Pulver in 2 gleich große Mengen teilen; erst eine Hälfte in die entnommene Flüssigkeit geben und 15 bis 20 Sek. mit dem Spatel vermischen. Dann die andere Hälfte schrittweise zugeben und so lange mischen, bis eine homogene Paste vorliegt. Das Anmischen darf nicht länger als ca. 45 Sek. dauern.
3. Temporäre Zementierung/Füllung
Die Mischung unverzüglich für Zementierung, Füllung oder Versiegelung verwenden.
4. Abbinden und Überschussentfernung
Nach der Zementierung oder Füllung den Behandlungsbereich ca. 8 Min. vor einer Verunreinigung durch Speichel schützen. Dann die abgebluteten Überschüsse wie gewohnt entfernen.
5. Entfernung
Provisorische Restauration und Reste dieses Materials entfernen. Die Zahnoberflächen vor der definitiven Restauration gründlich reinigen.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- Stets den beigelegenden Messlöffel verwenden. Mit dem integrierten Abstreifer für eine exakte Dosierung des Pulvers sorgen.
- Die Flüssigkeitsflasche vor Gebrauch auf den Kopf stellen, um blasenfreie Tropfen auszubringen.
- Für eine exakte Dosierung eventuelle Verstopfungen der Flaschenöffnung durch eingetrocknete Flüssigkeit mit feuchter Gaze etc. entfernen.
- Die Flaschen (Pulver und Flüssigkeit) nach jedem Gebrauch sofort fest verschließen. Sorgfältig darauf achten, dass das Pulver vor Feuchtigkeit geschützt ist.
- Die zu zementierenden Zahnoberflächen bzw. zu füllenden Kavitäten sollten noch etwas feucht sein. Nicht zu stark austrocknen lassen.
- Bei freilegender Pulpa oder pulpanahen Kavitäten ein Pulpaüberkappungsmaterial (Calciumhydroxid etc.) auftragen.
- Das Produkt nicht zur Zementierung definitiver Restaurationen verwenden.
- Das Produkt ausschließlich für die im Abschnitt INDICATIONEN dieses Beipackzettels genannten Aufgaben verwenden.
- Das Produkt nur bis zu dem auf Packung oder Behälter angegebenen Verfallsdatum benutzen.
(Beispiel ☐ JJJJ-MM-TT → Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)

LAGERUNG

Bei Zimmertemperatur lagern (1-30 °C). Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

FR

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE

INDICATIONS

- Scellement temporaire de couronnes temporaires, etc.
- Protection pulpaire indirecte, obturation temporaire après préparation de cavité
- Scellement temporaire sur cavités de dents de lait

PRECAUTIONS

1. Ne pas utiliser ce produit si le patient présente une allergie connue aux ciments polycarboxylates.
2. Même chose pour l'opérateur.
3. Si, lors de l'utilisation du produit, le patient ou l'opérateur présente une inflammation ou autre réaction allergique, interrompre l'opération et consulter un médecin.
4. Eviter le contact avec les tissus intra-oraux, la peau ou les yeux. En cas de contact accidentel avec les tissus mous ou la peau, essuyer immédiatement avec un coton imbibé d'alcool et rincer abondamment à l'eau. En cas de contact oculaire, rincer immédiatement les yeux à l'eau et consulter un médecin.
5. Ce produit contient de la silice libre. Son inhalation à long terme peut causer des dommages pulmonaires. Utiliser une aspiration locale de poussière et un masque de protection.
6. Ce produit est exclusivement réservé à un usage dentaire professionnel.

MODE D'EMPLOI

1. Ratio standard poudre/liquide: 2.2 g/1.0 g
Une mesure rase de poudre en se servant de la cuillère fournie à déposer séparément de deux gouttes de liquide.
2. Mélange
Déposer la poudre et le liquide sur un bloc de mélange ou une plaque de verre. Diviser la poudre en deux parts égales ; introduire la première dans le liquide et spatuler pendant 15 à 20 sec. Ajouter ensuite petit à petit le reste de poudre et spatuler jusqu'à ce que le mélange devienne une pâte homogène. Le mélange doit être terminé en moins de 45 secondes.
3. Scellement temporaire
Utiliser immédiatement le mélange pour l'opération prévue.
4. Mise en place et nettoyage de l'excès de matière
Après la pose, conserver la zone à l'abri de toute contamination salivaire pendant environ 8 minutes. Ensuite ôter l'excès de ciment de façon habituelle.
5. Dépose
Déposer la restauration provisoire et enlever les résidus de matière. Nettoyer soigneusement toutes les surfaces en vue de procéder à la restauration permanente.

REMARQUES

- Toujours utiliser la cuillère doseuse fournie. Elle permet de bien contrôler le niveau de poudre pour un dosage parfait.
- Retourner le flacon de liquide avant utilisation pour verser des gouttes sans bulle.
- Essuyer toute trace duree de liquide pouvant obstruer le flacon avec une gaze humide pour assurer des gouttes régulières.
- Refermer soigneusement les capuchons (poudre et liquide) après chaque usage. Veiller particulièrement à maintenir la poudre à l'abri de l'humidité.
- Les surfaces de scellement ou de comblement doivent conserver une légère humidité. Ne pas dessécher ces surfaces.

- Si la pulpe est exposée ou la zone affectée proche de la pulpe, protéger avec de l'hydroxyde de Calcium, etc.
- A ne pas utiliser pour sceller une restauration permanente.
- Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles spécifiées au chapitre INDICATIONS du présent mode d'emploi.
- Utiliser ce produit ayant la date d'expiration indiquée sur l'étiquette et l'emballage.
(Exemple ☐ AAAA-MM-JJ → Année-Mois-Jour de la date d'expiration)

STOCKAGE

Conserver à température ambiante (1-30 °C). Eviter les températures et humidité élevées, ainsi que le rayonnement solaire direct.

NL

INDICATIES

- Tijdelijk cementeren van nooddronken e.d.
- Indirecte pulpa-overkapping, tijdelijke sealing na caviteitspreparatie
- Tijdelijk cementeren van carieuze caviteiten

VOORZORGSMASNAERGELEN

1. Gebruik dit product niet bij patiënten met een bekende allergie voor dit product of polycarboxylaatcement.
2. Gebruikers met een bekende allergie voor dit product of polycarboxylaatcement moeten dit product niet gebruiken.
3. Als een ontsteking of een andere allergische reactie ontstaat bij patiënt of gebruiker dient het gebruik onmiddellijk te worden gestopt en moet medisch advies worden ingewonnen.
4. De vloeistof of het mengdeel product mag niet in contact komen met intraoraal zacht weefsel, de huid of de ogen. Indien dit ongelukje toch gebeurt moet onmiddellijk met een in alcohol gedoopte wattenpellet worden gedekt en met ruim water worden gespoeld. In het geval er contact is geweest met de ogen moeten deze direct met ampel water worden gespoeld en moet medisch advies worden ingewonnen.
5. Dit product bevat vrije silicaten. Inhaleren van vrije silicaten gedurende langere perioden kan schade aan de longen veroorzaken. Gebruik een lokale stofafzuiger, stofmasker o.i.d. om de schadelijke invloed van het stof op het menselijk lichaam te voorkomen.
6. Dit product is bedoeld om uitsluitend door tandartsen te worden gebruikt.

GEbruIKSAANWIJZING

1. Standard poeder/vloeistofoverhouding: 2,2 g/1,0 g
Dispenseer met de bijgeleverde maatlepel een afgestreken maatlepel poeder op een mengblok. Dispenseer hierna apart twee druppels vloeistof.
2. Mengen
Verdeel het gedispenseerde poeder in 2 gelijke porties. Breng een van beide helften in de gedispenseerde vloeistof in meng dit met een spatel gedurende minder dan 15 - 20 seconden. Voeg hierna stapsgewijs de overgebleven halve hoeveelheid poeder toe en meng het geheel totdat het een homogene pasta is geworden. Het mengen moet . binnen ongeveer 45 seconden voltooid zijn.

INDICATIESAANWIJZING

1. Standard poeder/vloeistofoverhouding: 2,2 g/1,0 g
Dispenseer met de bijgeleverde maatlepel een afgestreken maatlepel poeder op een mengblok. Dispenseer hierna apart twee druppels vloeistof.

2. Mengen
Verdeel het gedispenseerde poeder in 2 gelijke porties. Breng een van beide helften in de gedispenseerde vloeistof in meng dit met een spatel gedurende minder dan 15 - 20 seconden. Voeg hierna stapsgewijs de overgebleven halve hoeveelheid poeder toe en meng het geheel totdat het een homogene pasta is geworden. Het mengen moet . binnen ongeveer 45 seconden voltooid zijn.

3. Provisorisch mengen/sealen
Gebruik het mengsel onmiddellijk om te cementeren, sealen of lijnen.

4. Uitharden en verwijderen overtollig materiaal
Zorg na het cementeren of vullen ervoor dat het gebied gedurende ongeveer 8 minuten niet wordt gecontamineerd door speeksel. Verwijder hierna op conventionele wijze overtollig uitgehard materiaal.

5. Verwijderen
Verwijder de provisorische restauratie en residuen van het materiaal. Reinig het oppervlak van het element grondig voorafgaand aan de permanente restauratie.

ANWIJZINGEN BIJ HET GEBRUIK

- Gebruik steeds de bijgeleverde maatlepel. Strijk voor een nauwkeurige dosering af met de ingebouwde afstrijker.
- Draai het flesje met vloeistof voorafgaand aan het dispenseren van de druppels om om luchtkanalen te verwijderen.
- Verwijder eventueel hard geworden vloeistof in de opening van het flesje met een nat gaasje o.i.d. teneinde nauwkeurig te kunnen dispenseren.
- Sluit de flesjes van poeder en vloeistof direct na elk gebruik stevig. Zorg er speciaal voor dat het poeder niet vochtig kan worden.
- Het oppervlak van het element dat gecementeerd moet worden moet enigszins vochtig gehouden worden. Droog het oppervlak niet uit.
- Appliceer een pulpa-overkapping (calciumhydroxide o.d.) bij een geëxponeerde pulpa of wanneer het aangestane gebied dicht bij de pulpa ligt.
- Gebruik het product niet voor een permanente restauratie.
- Gebruik dit product niet voor een ander doel dan gespecificeerd in de paragraaf INDICATIONS in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik dit product niet na de vervaldatum die op de verpakking of het flesje staat.
(Bijvoorbeeld ☐ JJJJ-MM-TT → Jaar-Maand-Dag van de uiterste gebruiksdatum).

OPSLAG

Te bewaren op kamertemperatuur (1-30 °C). Vermijd hoge temperaturen en vochtigheid. Buiten direct zonlicht houden.

ES

LEER CUIDADOSAMENTE ANTE DE USARLO

INDICACIONES

- Cementado temporal de coronas, etc.
- Recubrimiento pulpar indirecto, sellado temporal después de la preparación cavitaria
- Cementado temporal de cavidades deciduas

PRECAUCIONES

1. No usar este producto en pacientes con alergias conocidas a este producto o al cemento de polícarboxilato.
2. Los profesionales con alergias conocidas a este producto o al cemento de polícarboxilato no deben usar este producto.
3. Si aparece cualquier inflamación u otra reacción alérgica en el paciente o en el profesional, parar inmediatamente de usarlo y buscar ayuda médica.
4. El líquido y la mezcla no debe contactar con el tejido blando intraoral, la piel o los ojos. En caso de contacto accidental con el tejido blando intraoral o la piel, limpiar inmediatamente con una bolita de algodón humedecida en alcohol y lavar con gran cantidad de agua y buscar ayuda médica.
5. Este producto contiene silice libre. La inhalación del silice libre durante largo tiempo puede producir daño pulmonar. Usar un extractor local de polvo, mascarilla protectora, etc. para evitar daños en el cuerpo.
6. Este producto es solo para uso por profesionales dentales.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Proporción Polvo/Líquido estándar: 2.2 g/1.0 g
Dispensar una cuchara de polvo en un bloque de mezcla utilizando la cuchara de medida proporcionada. Luego, dispensar dos gotas de líquido separadamente.
2. Mezclada
Dividir el polvo dispensado en 2 partes iguales; introducir la primera mitad en el líquido dispensado y mezclar con una espátula durante 15 a 20 segundos. Luego, añadir la otra mitad hasta obtener una pasta homogénea. La mezcla debe completarse en 45 segundos.
3. Cementado/sellado temporal
Usar la mezcla inmediatamente para cementado, sellado o recubrimiento.
4. Fraguado y eliminación del exceso de material
Después del cementado o llenado, mantener la zona sin contaminación de saliva durante 8 minutos. Luego, eliminar los excesos de material endurecidos según la técnica convencional.
5. Retirada
Eliminar la restauración provisional y los residuos de este material. Limpiar perfectamente la superficie dental para la restauración permanente.

NOTA DE USO

- Siempre usar la cuchara de medida proporcionada. Nivelar el polvo con el nivelador para un dispensado exacto.
- Invertir la botella del líquido antes de su uso para dispensar gotas sin burbujas.
- Quitar con una gasa, etc. cualquier tapón endurecido de líquido en la entrada de la boquilla para obtener una medida exacta.
- Cerrar los tapones correctamente (polvo y líquido) inmediatamente después de cada uso. Tener especial cuidado de mantener el polvo alejado de cualquier humedad.
- La superficie dental que va a ser cementada o llenada debe mantenerse ligeramente humedecida. No desecar la superficie.
- Cuando la pulpa este expuesta o la zona afectada este cerca de la pulpa, cubrir la pulpa con un agente de recubrimiento pulpar (calcio hidratado, etc.).
- No usarlo para cementado permanente.
- No usar este producto para cualquier otro propósito que los especificados en las INDICACIONES de estas instrucciones de uso.
- Usar este producto antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete o embalaje.
(Ejemplo ☐ AAAA-MM-DD → Año-Mes-Día de la fecha de caducidad)

ALMACENAJE

Almacenar a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar temperatura y humedad altas. Mantener alejado de la luz solar directa.

IT

LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK

INDICATIES

5. Etot produktu soderzhit svobodnuyu kremnevuyu kislotu. Vdыхание svobodnoy kremnevoy kisloty v techenie dlitel'nogo vremeni mozhet byt' vredno dlya legek. Dlya zashchity ot vrednosti dlya zdorovyya lyzzi, ishodящey iz etogo produkta, ispol'zuite lokal'nuyu otcasayushchuyu sistemuyu, plesazhnyuyu masku i t.d.

6. Etot produkt prednазначен tol'ko dlya ispol'zovaniya v stomatologii.

INSTRUKCIJA PO PRIMENENIU

1. Standardnoye sootnoshenie poroshok/jidkost': 2,2 g/1,0 g
Dozirovati na blok dlya zamieszivaniya lожку poroshka naравне с краями, ispol'zuyu prilagayemuyu mernuyu lожku, a takzhe otdel'no dve kapli jidkosti.
2. Smeshivanie
Dozirovannyy poroshok razdelit na dve ravnyye chasti; snachala добавить одну polovinu k dosirovannyy jidkosti i smeshivat shpatel'm 15 - 20 sek. Zatem postepenno добавить vtoruyu polovinu i smeshivat do polucheniya odnorodnoy pasti. Zamieszivaniye ne dolzhno prodolzhat'sya bol'se 45 sek.
3. Vremennoe cementirovaniye/plombyrovaniye
Smes razsmyt' ispol'zovat' dlya cementirovaniya, plombyrovaniya ili zapечatyaniya.
4. Zatverdenie i udalenie izliškov
Posle cementirovaniya ili plombyrovaniya zashchitit obrabatyvayemyy ustochok primerno v techenie 8 min. ot zagryazneniya stonoy. Zatem udalit' kak obychno zatverdyevshie ostački.
5. Udalenie
Udaliti vremennuyu restavraciyu i ostački etogo materiala. Poverhnosti zubov tщatelnno počistit' pered ustanovkoy okonchatel'noy restavracyi.

REKOMENDACIJA PO PRIMENENIU

- Vsegda poľzovat'sya prilagayemoy mernoy lожkoy. C pomoshch'ю integriruvannogo vyrovnavaniya obespečit' točnoe dosirovaniye poroshka.
- Flakon c jidkostyu pred ispol'zovaniem postaviti dnom vverh, chtoj dозировать kapli bez pylyuvov vozduha.
- Dal'noe dosirovaniye udaliti' vozmožnoe zakuporivaniye gorlyshka flakona zasoхshoy jidkostyu, ispol'zuyu vlazhnuyu marljo i t.d.
- Flakoni (poroshok i jidkost') razsmyt' plotno zakryvat' posle každogo ispol'zovaniya.
- Tщatelnno sledit' za tem, chtoj poroshok byl' zashchitit' ot vlagi.
- Poverhnosti zubov, podlezhaşcie cementirovaniyu, ili polosty, podlezhaşcie plombyrovaniyu, dolzhnyy byt' nemnoho vlazhnymi. Ne vysuvat'sya sil'shym sil'shno.
- V sluchae otkrytykh pulnykh ili polostey, rasplozhennykh blizko k pulpye, naneсти zaščitnyy material dlya pulnykh (gidroksis kalsiya i t.d.).
- Ne ispol'zovat' produkt dlya cementirovaniya postoyannih restavracyi.
- Ispol'zovat' produkt iskl'shchitel'no dlya celей, ukažannykh v razdelenii POKAZANIY etoy instrukcii.
- Ispol'zovat' etot produkt do istecheniya sroka godnosti, ukažannogo na ulopake ili kontejner'e. (Primer: AAAA-MM-DD → god-mesec-data okončanija sroka godnosti)

XRANENIE

Hranyti pri komnatnoy temperatury (1-30 °C). Izbegat' vodstvija vysokih temperatur i vysokoy vlahnosti vozduha. Zašchitit' ot prymykh solnečnykh luchey.

PL

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCİEM

WSKAZANIA

- Czasowe cementowanie koron tymczasowych, etc.
- Pośrednie pokrycie miazgi, opatrunki czasowy po preparacji ubytku
- Czasowe wypełnienie w zębach mlecznych

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie nalezy stosowac produktu u pacjentow z rozpoznaną alergią na ten produkt i/lub cementy polikarboksylowe.
2. Niniejszego produktu nie powinni stosowac operatorzy z rozpoznaną alergią na cementy polikarboksylowe lub ten produkt.
3. W przypadku wystapienia u pacjenta stanu zapalnego lub innego rodzaju reakcji alergicznej, nalezy niezwłocznie zatrzymać stosowania i zasięgnąć porady lekarskiej.
4. Nalezy unikat kontaktu pulnu lub mieszaniny z miękkimi tkankami jamy ustnej, skóry lub oczu. W sytuacji przypadkowego kontaktu z miękkimi tkankami jamy ustnej lub skóry, nalezy natychmiast przemycić je klejkami waty zwilżonym alkoholem i splukać dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami, nalezy natychmiast przemycić je dużą ilością wody i zasięgnąć porad lekarskich.
5. Produkt zawiera wolną krzemionkę. Wdychanie wolnej krzemionki przez długi okres czasu może spowodować uszkodzenie płuc. Nalezy stosowa wyciąg, maski przeciwpylowe, itp. aby uniknąć szkodliwego wpływu pulu na ludzki organizm.
6. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez lekarzy dentystów.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Standardowa proporcja Proszek/Plyn: 2.2 g/1.0 g
Nalezy odmierzyc jedna płaską lyczekę proszku na papierek lub szklaną płytke do mieszania. Następnie nalezy odmierzyć dwie kropki pulnu (osobno).
2. Mieszanie
Nalezy podzielić proszek na dwie jednako porcje; wprowadzić pierwszą połowę do odmierzonej ilości pulnu i mieszać przez 15-20 sek. szpatulką. Następnie, dodać pozostałą połowę i mieszać, aż powstanie homogenna pasta. Mieszanie nalezy zakończyć w czasie 45 sek.
3. Cementowanie tymczasowe/wycieślanie dnu ubytku
Nalezy natychmiast uzyć material do cementowania, wycieślania czy zamknięcia ubytku.
4. Osadzanie i usuwanie nadmiarów materialu
Po cementowaniu lub wypełnieniu, nalezy zabezpieczyć okolice przed dzialaniem śliny przez około 8 minut. Następnie usuną stwardnia nadmiary w konwencjonalny sposób.
5. Usuwanie
Usunąć wypełnienie tymczasowe i resztki materialu. Dokładnie oczyścić powierzchnię zęba przed założeniem wypełnienia ostatecznego.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Zawsze nalezy używać załączonej lyczekki do odmierzania proszku. Spłaszczyć poziom proszku o brzeg otworu słoiczka.
- Butelek nalezy przed użyciem odwrócić, aby odmierzyć kropki bez pęcherzyków powietrza.
- Usunąć jakiekolwiek ślady zaschniętego pulnu w odpływie mokra gaza itp., aby odmierzyć odpowiednią ilość pulnu.
- Natychmiast po użyciu nalezy dokładnie zamknąć wieczka słoiczków (proszku i pulnu). Zastosować dodatkowe środki ostrożności, aby proszek nie znajdował się blisko źródła wilgoci.
- Powierzchnia, która ma zostać pokryta cementem powinna by lekko wilgotna. Nie nalezy przesusza powierzchni.
- Nalezy wykonać pokrycie pośrednie miazgi w przypadku głębokiego ubytku (wodrotlenek wapnia).
- Nie stosować jako wypełnienie ostateczne.
- Produktu nie należ stosować do innych celów niż wskazane we WSKAZANIA w niniejszej Instrukcji użycia.
- Produktu ten należ uzyć przed upływem terminu ważności podanego na opakowaniu lub pojemniku. (przykład: RRRR-MM-DD → Rok-Miesiąc-Dzień terminu ważności)

PRZECHOWYwanie

Nalezy przechowywać w temperaturze pokojowej (1-30 °C). Unikać wysokiej wilgotności i wysokich temperatur. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

RO

A SE CITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

INDICAȚII

- Cementarea temporară a coroanelor temporare etc.
- Coafare indirectă a pulpei, sigilare temporară după pregătirea cavitații
- Cementarea temporară a cavitaților primare

MĂSURI DE PRECAUTIE

1. Nu utilizati acest produs la pacientii cu alergii cunoscute la acest produs sau la ciment polikarboxilat.
2. Produsul nu trebuie utilizat de către personalul cabinetului stomatologic cu alergii cunoscute la acest produs sau la ciment polikarboxilat.
3. În cazul inflamației sau apariției oricărui reacție alergică la pacient sau la personalul cabinetului stomatologic, se va opri imediat utilizarea și se va consulta medicul.
4. Lichidul și produsul omogenizat nu trebuie să intre în contact cu tesutul intraoral moale, cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului accidental cu tesutul intraoral moale sau cu pielea, săgeți imediat cu tampon de bumbac îmbibat în alcool și clătiți cu apă din abundență. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat ochii cu apă din abundență și consultați un medic.
5. Acest produs conține siliciu în stare liberă pe perioade mai îndelungate poate provoca afecțiuni pulmonare. Utilizați aspiratorul local de praf, masca protectoare etc, pentru a evita efectele negative ale prafului asupra sănătății.
6. Acest produs este destinat utilizării de către specialiști în medicină și tehnică dentară.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Raport standard pulbere/lichid: 2,2 g/1,0 g
Dozați o linguriță cu pulbere rasă pe blocul pentru amestec, folosind linguriță de măsurare furnizată. Apoi, dozați două picături de lichid separat.
2. Omogenizare
Împărtăți pulberea dozată în 2 părți egale; introduceți prima jumătate în lichidul dozat și omogenizați cu o spatulă 15 - 20 sec. Apoi, încorporați treptat și jumătatea rămasă și amestecați integral până ce obțineți o pastă omogenă. Omogenizarea trebuie să se realizeze în decurs de 45 de secunde.
3. Cementarea/sigilarea temporară
Utilizați imediat amestecul de cementare, sigilare sau izolare.
4. Priza și eliminarea surplusului
După cementare sau obturare, nu permiteți contaminarea zonei cu salivă timp de 8 minute. Apoi, eliminați surplusul de material solidificat pe baza metodei convenționale.
5. Eliminare
Eliminați obturarea provizorie și reziduurile de material. Curățați temeinic suprafața dintelui pentru obturarea permanentă.

NOTĂ PRIVIND UTILIZAREA

- Utilizați întotdeauna linguriță de măsurare furnizată. Aduceți la nivel pulberea folosind nivelatorul integrat pentru a obține o dozare precisă.
- Întoarceti recipientul cu lichid înainte de utilizare pentru a obține picături de lichid fără bule de aer.
- Pentru o măsurare precisă, elminați cu tifon umed etc. lichidul înaintă care înfundă deschizatura duzei. Strângeți ferm capacele flaconelor (pulbere și lichid) imediat după fiecare utilizare. Acordați o atenție deosebită protejării pulberii contra umidității.
- Suprafața dintelui ce urmează să fie cementat sau obturat trebuie să rămână usor umedă. Nu uscați suprafața.
- În cazul în care pulpa este expusă sau zona afectată se află în apropierea pulpei, coafăți pulpa cu agent de coafare a pulpei (hidroxid de calciu etc.).
- Nu se utilizează la cementarea obturărilor permanente.
- Evitați utilizarea produsului în oricare alt scopuri decât cele specificate în INDICAȚII, în cadrul acestor instrucțiuni de utilizare.
- Utilizați acest produs înainte de data de expirare indicată pe ambalaj sau pe container. (Exemplu: AAAA-LZ-ZZ → Anul-Luna-Ziua a termenului de valabilitate)

DEPOZITARE

Depozitați la temperatură camerei (1-30 °C). Evitați temperaturile înalte și umiditatea ridicată. Feriți produsul de expunere directă la radiația solară.

SV

LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING

INDIKATIONER

- Temporära cementeringar av temporära koron, etc.
- Indirekt pulpaöverkapping, temporära förseglingar efter kavitsprepation
- Temporära cementeringar av kaviteter i mjölkärtänder

FÖRSIKTIGHETSÄTÅGÄRDER

1. Denne produkt skal ikke anvendes på patienter med kände allergier mot denne produkt eller polykarboxylat cement.
2. Operatörer med kända allergier mot denne produkt eller polykarboxylat cement skal ikke anvende denne produkt.
3. Om någon inflammation eller annan allergisk reaktion uppstår på antingen patient eller operatör skal meddeles om det tillverkaren.
4. Vätskan och blandningen av denne produkt skal ikke komma i kontakt med intraoral mjukvävnad, hud eller ögon. Vid eventuell kontakt med intraoral mjukvävnad eller hud av en olyckshändelse, läska medelbart med en bomulls pellets fuktat med alkohol och skölj med riktigt med vatten. Vid kontakt med ögonen av en olyckshändelse, skölj medelbart med stora mängder vatten och uppsök medicinsk expertis.
5. Denne produkt zineras fritt i en längre period kan orsaka skador på lungorna. Använd lokalt dammutsug, använd skyddsmask mot damm, etc. för att produkten inte skall vara skadlig mot mänskiskroppen.
6. Denne produkt är enbart avsedd för bruk av professionell tandvårdspersonal.

BRUKSANVISNING

1. Standard pulver/vätska förhållande: 2,2 g/1,0 g
Dosera en skopa pulver på ett blandningsblock med det bifogade pulvermättet. Dosera därefter två droppar vätska separat.
2. Tillblandning
Dosera det doserade pulvert i 2 lika stora portioner; för först in den första halvan av den doserade vätskan och blanda i 15 - 20 sek. med en spadel. Tillsätt därefter den återstående hälften av blandningen stegvis och blanda tills det blir en homogen pasta. Blandningen måste vara slutförd inom ca: 45 sek.
3. Temporär cementering/försegling
Vid cementering, försegling eller lining skalet det tillblandade materialet appliceras medelbart.
4. Cementens härdning och avlägsnande av överskott
Efter cementering eller fyllnad, säkerställ att området inte kontaminerats av saliv i ca: 8 min. Härdat överskottsmaterial avlägsnas med konventionell teknik.

5. Avlägsnande

Avlägsna den provisoriska restauraionen och överskottet av detta material. Rengör tandens ytta noggrant före den permanenta restauraionen.

ATT NOTERA VID ANVÄNDNING

- Använd alltid den bifogade mätskopan. Jämna av pulvert med den inbyggda nivå utjämna för exakt dosering.
- Invertera vätskeflaskan före användning för att dosera bubbelfria droppar av vätskan.
- Avlägsna allt hårdat vätska som pluggar igen öppningen på flaskan med en fuktad kompress etc. för korrekt dosering.
- Förslut flaskornas kapsyler ordentligt (pulver och vätska) omedelbart efter användning. Var extra noga med att hålla pulvert borta från alla slags fukt.
- Tandytan som skall cementeras eller fylltas skall hållas lätt fuktad. Torka inte ytan.
- I de fall där pulpan är exponerad eller att det påverkade området är nära pulpan skall pulpan isoleras med ett pulpa isolerande material som t.ex. calcium hydroxit etc.
- Produkten skall inte användas för cementering eller permanenta restauraioner.
- Denne produkt skall inte användas för andra ändamål än de speciellt specificerade i INDIKATIONER i dessa bruksanvisningar.
- Använd produkten före det utgångsdatum som är angivet på förpackningen eller behållaren. (T.ex. AAAA-MM-DD → år-månad-dag för utgångsdatumet)

FÖRVARING

Förvaras i rumstemperatur (1-30 °C). Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet. Skyddas från direkt solljus.

EL

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προσωρινή συγκόλληση για προσωρινές στεφάνες κλπ.
- Εμμετρη προστασία πολοφύ, προσωρινό σφράγισμα μετά από προετοιμασία της κοιλότητας
- Προσωρινή συγκόλληση κοιλοτήτων νεογλώψων

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε ασθενείς με γνωστή αλλεργία στο προϊόν αυτό και/ή σε προσωρινή μαλακή κονία συγκόλλησης.
2. Οι χειριστές που γνωρίζουν πως έχουν αλλεργία σε προσωρινή κονία συγκόλλησης να μη χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό.
3. Εάν εμφανίστε φλεγμονή ή άλλη αλλεργική αντίδραση είτε στον αριθμό είτε στον χειριστή, θα πρέπει αμέσως να διακοπεί η χρήση του προϊόντος και να ζητηθεί ιατρική συμβουλή.
4. Το υγρό το μεγίστημα μπορεί να βλάψει τους πεπτικούς μικροσκόπιους ιστούς του στόματος, με δέρμα ή τα μάτια. Εάν κατά λάθος έρθει το προϊόν σε επαφή με τους μαλακούς ιστούς του στόματος ή του δέρματος, πιπαρίστε με τους μαλακούς ιστούς του στόματος ή δέρματος με βαμβάκι εμποιημένο σε σινάπινη μεξινή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ρίξτε άρδινο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
5. Το προϊόν αυτό περιέχει για χρήση μόνο από οδοντογιατρούς ή οδοντοτεχνικού προσωπικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Κοινή analogia skónēs/uropóu: 2.2 g/1.0 g
Με το συμπαραδόμενο δοσιμετρικό κουτάλι βάλτε μία κοφτή κουταλιάσες δισκάκι ανάμιξη. Κατόπιν προσθέστε δύο σταγόνες υγρού χωριστά.
2. Ανάμηξη
Μοιράστε σε 2 iaria μέρη τη σκόνη, βάλτε το πρώτο μισό στο υγρό και ανακατέψτε με τη σπάτουλα επι 15 - 20 δευτερόλεπτα. Συμπληρώστε κατόπιν το υπόλοιπο μισό μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιόμορφη πάτηση.
3. Προσωρινή συγκόλληση/προσωρινό σφράγισμα
Χρησιμοποιήστε αμέσως το μεγίστημα για τη συγκόλληση, για το σφράγισμα ή το φύραμα.
4. Φρέσκετε να πέτετε και αφαίρεστε το περίστοιχο υλικό
Μετά τη συγκόλληση ή την έμφραξη, προστατεύστε την περιοχή από σάλιο επι περίπου 8 λεπτά. Αφαίρεστε μετά το περίστοιχο υλικό όπου έχει σύμφωνα με τη συμβατική μέθοδο.
5. Φρέσκετηση
Αφαίρεστε την προσωρινή αποκατάσταση και καταλοιπού του υλικού. Καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια των δοντιών για την οριστική αποκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Να χρησιμοποιείτε πάν