



- Preparazione della cavità
- Preparare la cavità seguendo il metodo convenzionale.
- Dosaggio della polvere e del liquido (rapporto standard polvere/liquido: 2,6 g/1,0 g)

Erogare un misurino di polvere con il misurino dosatore in dotazione. Quindi, erogare una goccia di liquido separatamente.

- Utilizzare sempre il misurino dosatore in dotazione e livellare la polvere per un dosaggio accurato.
  - Girare il flacone del liquido prima dell'uso per erogare gocce di liquido senza bolle.

Rimuovere qualsiasi liquido che ostruisca l'apertura dell'ugello con una garza umida ecc. per un'accurata misurazione.
- Chiudere bene i tappi dei flaconi (polvere e liquido) immediatamente dopo ogni utilizzo.
  - Prestare particolare attenzione per tenere la polvere lontana da qualsiasi umidità.

Miscelazione

Dividere la polvere prelevata in 2 parti uguali; aggiungere la prima metà al liquido erogato e miscelare per circa 15-30 sec. con la spatola. Quindi aggiungere la metà restante e miscelare finché diventa una pasta omogenea.

|                |                                                |                |                                |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| <span> </span> | <span> </span>                                 | <span> </span> | <span> </span>                 |
| <span> </span> | Tempo di miscelazione (23±1 <span> </span> °C) | Entro 60"      | <span> </span>                 |
| <span> </span> | Tempo di lavorazione (23 <span> </span> °C)    | 2' 30"         | Dall'inizio della miscelazione |
| <span> </span> | Tempo di impostazione (37 <span> </span> °C)   | 2' 30"         | Dalla fine della miscelazione  |

- Non aggiungere ulteriore liquido durante la miscelazione per evitare la degradazione della prestazione di questo materiale.
- Creazione della base/del rivestimento/del nucleo

Creare la base, il rivestimento o il nucleo seguendo il metodo convenzionale.

Quando la miscela di cemento perde lucentezza, applicare burro di cacao sull'area restaurata per proteggerla dalla contaminazione della saliva.

La miscela di cemento diventa biancastra quando viene contaminata dall'umidità subito dopo l'applicazione. Controllare completamente l'umidità. Dopo il riempimento, applicare vernice ecc. per proteggere dalla contaminazione dell'umidità.

Quando non è possibile proteggere completamente dall'umidità l'area restaurata, la superficie del materiale posizionato potrebbe diventare biancastra al termine della sagomatura. Pertanto applicare il materiale sovradimensionato di circa 0,5mm.

Non far asciugare il materiale per prevenire micro fratture.

#### NOTE SULL'USO

- Quando si prende un'impronta subito dopo il riempimento con questo materiale, applicare vaselina sulla superficie per evitare che la superficie del gesso risulti ruvida a causa dell'acidità.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli specificamente indicati nella sezione INDICAZIONI di queste istruzioni per l'uso.
- Utilizzare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione e sul contenitore.

(Esempio ☞AAAA-MM-GG → Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

#### CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitare l'umidità elevata. Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

## RU Восстанавливающий дентин

Glaslonomer Base Cement является рентгеноконтрастной стеклоиономерной цементной защитной прокладкой для замены дентина. Glaslonomer Base Cement химмичеки связывается с дентином и эмалью.

#### ОТЕНКИ

ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ

#### ПОКАЗАНИЯ

- Прокладка/Винир
- Нарачивание культи зуба

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не следует применять данный продукт для пациентов, у которых ранее наблюдались аллергические реакции на этот материал и/или стеклоиономерные цементы.
- Персонал, у которого ранее наблюдались аллергические реакции на этот материал и/или стеклоиономерные цементы, не должен использовать этот продукт.
- При возникновении у персонала или пациента воспалительных или других аллергических реакций следует немедленно прекратить применение данного продукта и обратиться за консультацией к врачу.
- Жидкость и смесь этого продукта не должны вступать в контакт с внутритротовыми мягкими тканями, кожей или глазами. При случайном контакте с внутритротовыми мягкими тканями или с кожей следует немедленно промокнуть ватным тампоном пропитанным спиртом и прополоскать большим количеством воды. При контакте с глазами необходимо немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу.
- Этот продукт предназначен только для применения специалистами в стоматологии.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистка поверхности зуба

Тщательно очистите поверхность зуба от отложений.

Приготовление кариозной полости

Подготовить полость обычным способом.

Дозирование порошка и жидкости (стандартное соотношение порошка/жидкости: 2,6 г/1,0 г)

Отмерьте ложку порошка без горки, используя предоставляемую мерную ложку. Затем отдельно отмерьте одну каплю жидкости.

Обязательно используйте предоставляемую мерную ложку и удаляйте избыток порошка с ложки для точного дозирования.

Перед использованием, переверните бутылку с жидкостью вверх дном, чтобы получить капли из жидкости без пузырьков.

Для более точного измерения устраниите возможное закупоривание носика флакона при помощи влажной марли и т. д.

Плотно закрывайте крышки флаконов (с порошком и с жидкостью) сразу же после каждого использования.

Тщательно следите за тем, чтобы порошок был защищен от попадания влаги.
- Смешивание

Разделите подготовленный порошок на 2 равные части; введите первую половину в подготовленную жидкость и перемешайте в течение примерно 15–30 сек. шпателем. После этого добавьте оставшуюся половину и смешивайте до получения однородной пасты.
- Время смешивания (23±1 °C)

В течение 60"

Рабочее время (23 °C)

2' 30"

С момента начала смешивания

Время отверждения (37 °C)

2' 30"

От окончания смешивания

➤ Для предотвращения ухудшения эффективности данного материала не добавляйте дополнительную жидкость во время смешивания.

Прокладка/Винир/Нарачивание культи зуба

Выполните процедуры прокладки, установки виниров или наращивания культи зуба, следуя стандартной методике.

После того как цементная смесь потеряет блеск нанесите масло какао в области реставрации для

- защиты от загрязнения слюной.
- В случае попадания влаги сразу после нанесения цементная смесь становится белесой.
- Если область реставрации невозможно защитить от попадания влаги, то после контурной обработки отвержденный материал может побелеть. Поэтому количество материала должно быть увеличено примерно на 0,5 мм.
- Не пересушивайте материал для предотвращения образования микротрещин.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- При выполнении оттиска сразу после заполнения этим материалом нанесите на поверхность вазелин для предотвращения образования шероховатой поверхности под действием кислоты.
- Продукт следует применять исключительно для целей, указанных в разделе ПОКАЗАНИЯ этой инструкции по применению.
- Данный продукт следует использовать только до истечения срока годности, указанного на упаковке и емкости.

(Пример ☞ГГГГ-ММ-ДД → год-месяц-дата окончания срока годности)

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре (1–30 °C). Избегайте мест с повышенной влажностью. Храните вдали от прямых солнечных лучей.

## PL Materiał do odbudowy zębiny

Glaslonomer Base Cement jest widocznym na zdjęciach rentgenowskich cementem szkło-jonomerowym do odbudowy zębiny. Glaslonomer Base Cement chemicznie wiąże się z zębiną i szkliwem.

#### ODCIENIE

ŻÓŁTY, BIAŁY

#### WSKAZANIA

- Podkład/Wyscielenie ubytku
- Odbudowa zębū

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy używać tego produktu u pacjentów z rozpoznąą alergią na ten materiał i/lub cement szkło-jonomerowy.
- Niniejszego produktu nie powinni stosować operatorzy z rozpoznąą alergią na ten materiał i/lub cementy szkło-jonomerowe.
- W przypadku wystąpienia u pacjenta lub operatora stanu zapalnego lub innego rodzaju reakcji alergicznej, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza.
- Należy unikać kontaktu płynu lub mieszaniny z miękkimi tkankami jamy ustnej, skóry lub oczu. W sytuacji przypadkowego kontaktu z miękkimi tkankami jamy ustnej lub skórą należy natychmiast przetrzeć skórę kłębkiem waty zwilżonej alkoholem i splukać dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez lekarzy dentystów.

#### INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Oczyszczenie powierzchni zęba

Należy dokładnie oczyścić powierzchnię zęba z płytki nazębnej.
- Opracowanie ubytku

Należy opracować ubytek w konwencjonalny sposób.
- Dozowanie proszku oraz płynu (standardowa proporcja proszku/płynu: 2,6 g/1,0 g)

Należy odmierzyć jedną płaską łyżeczkę proszku za pomocą załączonej łyżeczki do odmierzania proszku. Następnie należy oddzielnie odmierzyć jedną kroplę płynu.

➤ Zawsze należy używać załączonej łyżeczki do odmierzania proszku i splaszczać poziom proszku w celu dokładnego dozowania.

➤ Butelkę należy przed użyciem odwrócić, aby odmierzyć krople bez pęcherzyków powietrza.

➤ Usunąć jakiegokolwiek ślady zaschniętego płynu w otworze końcówki mokną gazą itp., aby odmierzyć odpowiednią ilość płynu.

➤ Należy szczególnie zamknąć zakrętki butelek (proszku i płynu) natychmiast po każdym użyciu.

➤ Zastosować dodatkowe środki ostrożności, aby proszek nie znajdował się blisko wilgoci.
- Mieszanie

Należy podzielić odmierzony proszek na dwie jednakowe porcje; wprowadzić pierwszą połowę do odmierzonej ilości płynu i mieszać przez 15-30 sek. szpatułką. Następnie dodać pozostałą połowę i mieszać, aż powstanie jednolita pasta.

|                |                                         |                 |                       |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <span> </span> | <span> </span>                          | <span> </span>  | <span> </span>        |
| <span> </span> | Czas mieszania (23±1 <span> </span> °C) | W granicach 60" | <span> </span>        |
| <span> </span> | Czas pracy (23 <span> </span> °C)       | 2' 30"          | Od początku mieszania |
| <span> </span> | Czas wiązania (37 <span> </span> °C)    | 2' 30"          | Od końca mieszania    |

- Nie dodawać dodatkowego płynu podczas mieszania, aby zapobiec pogorszeniu działania materiału.
- Podkład/Wyscielenie ubytku/Odbudowa zębū

Wykonać podkład, wyscielenie ubytku lub odbudowę zębū w konwencjonalny sposób.

Gdy mieszanką cementu straci połysk, nałożyć masło kakaowe na odbudowany obszar, aby zabezpieczyć przed działaniem śliny.

Mieszankina cementu staje się biaława, gdy bezpośrednio po nałożeniu zostanie zanieczyszczona wilgocią. Należy całkowicie kontrolować wilgotność. Po wypełnieniu nałożyć lakier itp., aby zabezpieczyć przed działaniem wilgoci.

Gdy odbudowanego obszaru nie można całkowicie zabezpieczyć przed wilgocią, po konturowaniu powierzchnia związanego materiału może stać się biaława. Dlatego należy nałożyć około 0,5mm więcej materiału.

Nie suszyć materiału zbyt mocno, aby zapobiec mikropęknięciom.

#### UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Podczas wykonywania odcisku natychmiast po wypełnieniu tym materiałem, należy nałożyć wazelinę na powierzchnię, aby zapobiec chropowatości kamienia spowodowanej kwasowością.
- Nie należy używać tego produktu do celów innych niż w zaleceniach zawartych w punkcie WSKAZANIA w niniejszej instrukcji obsługi.
- Stosować produkt zgodnie z datą ważności podaną na opakowaniu i pojemniku.

(Przykład ☞RRRR-MM-DD → Rok-Miesiąc-Dzień terminu ważności)

#### PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w temperaturze pokojowej (1-30 °C). Unikać wysokiej wilgotności. Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

## RO Întăritor dentină

Glaslonomer Base cement este un ciment de bază din ionomer de sticlă radioopac pentru înlocuirea dentinei. Glaslonomer Base Cement se lipește chimic pe dentină și smalț.

#### NUANTE

GALBEN, ALB

#### INDICAȚII

- Bază/Liner
- Bitte aendern: Construcția bontului

#### PRECAUȚII

- Nu utilizați acest produs la pacienții cu alergii cunoscute la acest material și/sau cimenturi poli alcanoate de sticlă.
- Produsul nu trebuie utilizat de către personalul cabinetului stomatologic cu alergii cunoscute la acest material și/ sau la cimenturi polialchenoide de sticlă.
- În cazul inflamației sau apariției oricăror reacții alergice la pacient sau la personalul cabinetului stomatologic, se va opri imediat utilizarea și se va consulta medicul.
- Lichidul și amestecul acestui produs nu trebuie să intre în contact cu țesuturile intraorale moi, cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului accidental cu țesuturile intraorale moi sau cu pielea, ștergeți imediat cu tamponae de Bitte aendern: vată îmbibată în alcool și clătiți cu apă din abundență. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat ochii cu apă din abundență și consultați un medic.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării de către specialiștii în specialiștii în domeniul stomatologiei.

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Curățarea suprafeței dintelui

Curățați temeinic suprafața dintelui pentru a îndepărta placa.
- Pregătirea cavități

Pregătiți cavitatea pe baza metodei convenționale.
- Distribuirea Pudrei și Lichidului (raport standard pudră/lichid: 2,6 g/1,0 g)

Distribuiți o linguriță rasă de Pudră cu lingurița de măsurare furnizată. Apoi, distribuiți separat o picătură de Lichid.

Utilizați întotdeauna lingura de măsurare furnizată și niveleți pudra pentru o distribuire precisă.

Întotdeauna sticla cu lichid înainte de utilizare pentru a apăna din abundență. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat ochii cu apă din abundență și consultați un medic.

Îndepărtați orice urmă de lichid care acoperă deschiderea duzei cu un tifon umed etc. pentru a măsura precisă

Strângeți ferm capacele sticlelor (de pudră și de lichid) imediat după fiecare utilizare.

Fiți extrem de atenți pentru a ține pudra departe de orice urmă de umezeală.
- Amestecarea

Împărțiți pudra distribuită în două porții egale; introduceți prima jumătate în lichidul distribuit și amestecați pentru aproximativ 15 - 30 de secunde cu o spatulă. Apoi, adăugați jumătatea rămasă și amestecați până până se obține o pastă omogenă.

|                |                                               |                |                              |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <span> </span> | <span> </span>                                | <span> </span> | <span> </span>               |
| <span> </span> | Timp de amestecare (23 ± 1 <span> </span> °C) | Până la 60"    | <span> </span>               |
| <span> </span> | Temp de lucru (23 <span> </span> °C)          | 2' 30"         | De la începerea amestecării  |
| <span> </span> | Temp de aplicare (37 <span> </span> °C)       | 2' 30"         | De la terminarea amestecării |

- Nu adăugați lichid în timp ce n amestecați, pentru a preveni degradarea performanței acestui material.
- Bază/Căptșuire/Construcție bont

Construiți baza, căpțșeaua sau bontul utilizând metoda convențională.

Când amestecul de ciment își pierde luciul, aplicați unt de cacao pe zona restaurată pentru a o proteja de salivă.

Amestecul de ciment devine albicios când este îmbibat cu umezeală imediat după aplicare. Preveniți complet umezeala. Bitte aendern: După modelare, aplicați lac etc. pentru a proteja cimentul de umezeală.

Când zona restaurată nu poate fi protejată complet de umezeală, suprafața materialului aplicat poate deveni albicioasă după modelare. De aceea, aplicați materialul cu un surplus de aproximativ 0,5mm.

Nu deshidratați materialul pentru a evita micro-fisurile.

#### OBSERVAȚII PRIVIND UTILIZAREA

- Preveni efectului o aprentare imediat după modelarea acestui material, aplicați vaselină pe suprafață pentru a preveni rugozitatea suprafeței de ciment, cauzată de aciditate.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri îte scopuri decât cele specificate în INDICAȚIILE din cadrul acestor instrucțiuni de utilizare.
- Utilizați produsul înainte de data expirării indicată pe ambalaj și recipient.

(Exemplu ☞AAAA-LL-ZZ → Anul-Luna-Ziua a termenului de valabilitate)

#### DEPOZITAREA

Depozitați la temperatura camerei (1-30°C). Evitați umiditatea ridicată. Feriți de lumina solară directă.

## SV Tandlagning

Glaslonomer Base Cement är en radiopakt glasjonomercement för dentinersättning. Glaslonomer Base Cement binder kemiskt till dentin och emalj.

#### NYANSER

GUL, VIT

#### INDIKATIONER

- Underfyllning/liner
- Pelaruppbbyggnader

#### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Denna produkt får inte användas på patienter med kända allergier mot detta material och/eller glaspolyalkenoatcementer.
- Användare med kända allergier mot detta material och/eller glaspolyalkenoatcementer ska inte använda den här produkten.
- Om rodnad, svullnad eller annan allergisk reaktion uppstår hos patienten eller användaren, ska användningen av produkten avbrytas omedelbart och läkare konsulteras.
- Produktvätskan och den färdiga blandningen bör inte komma i kontakt med intraoral mjukvävnad, hud eller ögon. I händelse av kontakt med intraoral mjukvävnad eller hud, torka omedelbart av med en bomullstuss fuktad med alkohol, och skölj med rikligt med vatten. I händelse av kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök läkarvård.
- Denna produkt är enbart avsedd att användas av auktoriserad tandvårdspersonal.

#### BRUKSANVISNING

- Rengöring av tandytan

Rengör tandytan noggrant för att avlägsna plak.
- Kavitetspreparation

Preparera kaviteten på konventionellt sätt.
- Dosering av pulver och vätska (standard pulver/vätska-förhållande: 2,6 g/1,0 g)

Dosera en struken skopa pulver med måttkoppan som medföljer. Dosera sedan en droppe vätska separat.

Använd alltid måttkoppan som medföljer och stryk av pulvret jämnt mot skopans kant för exakt dosering.

Vänd upp och ner på flaskan med vätska före användning för att dosera droppar av vätska utan luftbålor.

Ta bort eventuella vätskerester som sätter igen pipen, med fuktig kompress el. likn. för exakt måtning.

Stäng flasklocken (pulver och vätska) noggrant omedelbart efter varje användning.

Var extra noga med att hålla pulvret borta från fukt.
- Blandning

Dela upp det doserade pulvret i två lika stora portioner. För in en av de två portionerna i hela den doserade vätskan och blanda med spatel i cirka 15-30 sek. Lägg sedan till den andra portionen och blanda tills det blir en homogen pasta.

|                |                                        |                |                         |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <span> </span> | <span> </span>                         | <span> </span> | <span> </span>          |
| <span> </span> | Blandningstid (23±1 <span> </span> °C) | Inom 60"       | <span> </span>          |
| <span> </span> | Arbetsetid (23 <span> </span> °C)      | 2' 30"         | Från påbörjad blandning |
| <span> </span> | Stelningstid (37 <span> </span> °C)    | 2' 30"         | Från avslutad blandning |

- Tillför inte mer vätska under blandningen eftersom materialets prestanda då försämras.
- Underfyllning/Lining/Uppbyggnad

Gör underfyllning, lining eller uppbyggnad på konventionellt sätt.

Applcitera kakaosmör på restaureringsområdet när cementblandningen förörlar lyster för att skydda från salivkontaminering.

Cementblandningen blir vitaktig om den kontamineras med fukt omedelbart efter applicering. Kontrollera fukt fullständigt. Applicera en vernish eller liknande efter införandet för att skydda mot fuktkontaminering.

Om det lagade området inte fullständigt kan skyddas från fukt kan ytan på det stelnade materialet bli opak efter konturerung. Applicera därför materialet med 0,5mm överdimensionering.

Torka inte materialet för mycket, det kan då uppstå mikrosprickor.

#### ATT NOTERA VID ANVÄNDNING

- Applcitera vaselin på ytan om avtryck las omedelbart efter att detta material applicerats i tanden för att förhindra ytråhet på gipset på grund av materialets surhetshalt.
- Denna produkt får inte användas för något annat ändamål än vad som specificeras i INDIKATIONER i denna bruksanvisning.
- Använd denna produkt inom det utgångsdatum som specificeras på förpackningen och behållaren.

(T.ex. ☞AAAA-MM-DD → år-månad-dag för utgångsdatumet)

#### FÖRVARING

Förvaras i rumtemperatur (1-30 °C). Undvik högt luftfuktighet. Skyddas från direkt solljus.

## PT Restaurador de Dentina

Glaslonomer Base Cement é um cimento de base de ionômero de vidro radiopaco para substituição de dentina. O Glaslonomer Base Cement liga-se quimicamente à dentina e ao esmalte.

#### TONS

AMARELO, BRANCO

#### INDICAÇÕES

- Base/Revestimento
- Construção do munhão

#### PRECAUÇÕES

- Não utilize este produto em pacientes com alergias conhecidas a este material e/ou a cimentos de polialcenoato de vidro.
- Os operadores com alergias conhecidas a este material e/ou cimentos de polialcenoato de vidro não devem utilizar este produto.
- Se ocorrer alguma inflamação ou outras reações alérgicas quer no paciente quer no operador, descontinue imediatamente a utilização e procure assistência médica.
- O líquido e a mistura deste produto não devem entrar em contacto com o tecido mole intraoral, a pele ou os olhos. Em caso de contacto accidental com tecido mole intraoral ou pele, ensope imediatamente com uma bola de algodão humedecida com álcool e passe por água abundante. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente os olhos com água abundante e procure assistência médica.
- Este produto foi concebido para ser utilizado apenas por profissionais de odontologia.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Limpeza da superfície do dente

Limpe cuidadosamente a superfície do dente para remover a placa.
- Preparação da cavidade

Prepare a cavidade seguindo o método convencional.
- Dosagem de pó e líquido (rácio padrão pó/liquido: 2,6 g/1,0 g)

Doseie uma colher rasa de Pó com a colher de medição fornecida. Em seguida, doseie uma gota de Líquido em separado.

Utilize sempre a colher de medição fornecida e nivele o pó para obter uma dosagem precisa.

Inverta a garrafa de líquido antes de utilizar para dispensar gotas de líquido sem bolhas.

Remova qualquer líquido que entupa a abertura do bocal com gaze húmida, etc., para obter uma medição precisa.

Feche firmemente as tampas das garrafas (pó e líquido) imediatamente após cada utilização.

Tenha muito cuidado para manter o pó longe de qualquer humidade.
- Mistura

Divida o pó dispensado em 2 porções iguais; junte a primeira metade ao líquido dispensado e misture durante 15-30 seg. com a espátula. Depois, adicione a metade restante e misture até se tornar uma pasta homogênea.

|                |                                               |                |                           |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| <span> </span> | <span> </span>                                | <span> </span> | <span> </span>            |
| <span> </span> | Tempo de mistura (23±1 <span> </span> °C)     | Dentro de 60"  | <span> </span>            |
| <span> </span> | Tempo de manipulação (23 <span> </span> °C)   | 2' 30"         | Desde o início da mistura |
| <span> </span> | Tempo de solidificação (37 <span> </span> °C) | 2' 30"         | Desde o fim da mistura    |

- Não adicione líquido extra enquanto mistura para evitar a degradação do desempenho deste material.
- Construção da Base/Revestimento/Núcleo

Crie uma base, delineie ou construa o núcleo seguindo o método convencional.

Quando a mistura de cimento perde o brilho, aplique manteiga de cacau à área restaurada para a proteger de contaminação de saliva.

A mistura de cimento torna-se esbranquiçada quando é contaminada com humidade imediatamente após a aplicação. Controle a humidade completamente. Depois do enchimento, aplique verniz, etc., para proteger da contaminação com humidade.

Quando a área restaurada não puder ser completamente protegida da humidade, a superfície do material solidificado pode tornar-se esbranquiçada após o a moldagem. Assim sendo, aplique o material com uma dimensão excessiva de cerca de 0,5mm.

Não desidrate o material para evitar micro-fissuras.

#### NOTA SOBRE A UTILIZAÇÃO

- Ao tirar uma impressão imediatamente após o enchimento com este material, aplique vaselina na superfície para evitar a rugosidade da superfície do tártaro causado pela acidez.
- Não utilize este produto para qualquer outro fim que não o especificamente definido nas INDICAÇÕES destas instruções de utilização.
- Utilize este produto dentro do prazo de validade indicado na embalagem e recipiente.

(Exemplo ☞AAAA-MM-DD → Ano-Mês-Dia da data de expiração)

#### CONSERVAÇÃO

ConsERVE à temperatura ambiente (1-30 °C). Evite a humidade elevada. Mantenha afastado da luz solar direta.