

SeptoDiscs

Finishing and polishing discs

Disques pour finissage et polissage

Scheiben zur Endbearbeitung und zum Polieren

Dischi per finitura e lucidatura

Krażki do ostatecznego opracowania i polerowania

Dokončovaci a lešticí disky

Discuri de finisare și lustruire

Финирни и полирни дискове

Finírozó és polírozó korongok

Dokončovacie a leštiace disky

Afwerk- en polijstschijf

SeptoDiscs para acabamento e polimentojven

Диски для шлифования и полирования

Diskovi za poliranje i završnu obradu

Koluti za zaključno obdelavo in poliranje

Slipēšanas un pulēšanas diski

Viimistlus- ja poleerimiskettad

Koregavimo ir šlifavimo diskeliai

Δίσκοι φινιρίσματος και στίλβωσης

Diskovi za završnu obradu i poliranje



SeptoDiscs

Finishing and polishing discs

SeptoDiscs system for finishing and polishing of composite restorations is composed of abrasive discs and pop-on mandrel, which provides agility at side inversions, as well as in disc replacements. Available in 3/8" and 1/2" sizes and four grits, codified by colors. Burgundy - Coarse I Pink - Medium I Light pink - Fine I White - X-Fine.

Use: Install the mandrel at the contra-angle. Fit the disc onto the mandrel. For better results, use the four grits, successively from the coarsest to the finest one. Product must be applied dry, with low to medium speed and with intermittent touches. It is recommended to use 10,000 rpm for the coarsest discs and 30,000 rpm for the finest.

Warnings, precautions and restrictions: Professional use only. The discs are for single use only. Its reuse may cause cross contamination. Prolonged contact of the rotary instrument with the dental tissue may cause heating compromising pulp vitality. The user will be entirely responsible for the combined use of the mandrel or the disc with similar products. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the application of a total isolation technique of the operatory field. If there is proven allergy to any of its components, the product must not be used.

Sterilization: The mandrel may be sterilized by autoclave at 126°C, 147kPa, 16min. Before sterilization, proceed with the cleaning using water and enzymatic detergent.

Composition: Discs: Aluminum oxide, polyethylene terephthalate, synthetic rubber resin, metal eyelets, water-based pigments. Mandrel: Metal.

Storage: To be stored in dry and fresh place, sheltered from sunlight.

Mandrel is manufactured in compliance with specifications from ISO 1797.

Presentation:
0102000146 - SeptoDiscs - 120 assorted discs + mandrel
0102000147 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 assorted sandpaper discs
0102000148 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discs of coarse sandpaper
0102000149 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discs of medium sandpaper
0102000150 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discs of fine sandpaper
0102000151 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discs of x-fine sandpaper
0102000153 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 assorted sandpaper discs
0102000154 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discs of coarse sandpaper
0102000155 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discs of medium sandpaper
0102000156 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discs of fine sandpaper
0102000157 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discs of x-fine sandpaper

SeptoDiscs

Disques pour finissage et polissage

SeptoDisc est un système pour finition et polissage de restaurations en résine, composé de disques abrasifs et d'un mandrin à pression qui assure une agilité dans l'inversion et dans la substitution des disques. Les disques sont présentés dans des diamètres de 3/8" e 1/2" et dans quatre granulations codifiées par des couleurs. Bordeaux - Gros I Rose moyen - Moyen I Rose clair - Fin I Blanc - X-Fin.

Usage: Installer le mandrin en contre-angle. Ajuster le disque sur le mandrin. Pour une obtention de meilleurs résultats, utiliser les disques dans les 4 granulations, successivement de la plus grosse à la plus fine. Le produit doit être appliqué à sec, avec une basse à moyenne rotation et avec des touches intermittentes. Il est recommandé d'utiliser 10 000 RPM pour les limes les plus grosses et médianes et 30 000 RPM pour les limes et X fines.

Avvertissements, précautions et restrictions: Usage professionnel. Les disques doivent être disposés après chaque patient. Toute réutilisation peut provoquer la contamination croisée. Le contact prolongé de l'instrument rotatif avec le tissu dentaire peut provoquer un échauffement et de compromettre la vitalité pulpaire. L'usage est entièrement responsable de l'usage du mandrin ou des disques avec des produits similaires. Nous recommandons que l'utilisation du produit soit toujours accompagnée de l'isolation absolue du champ opératoire, dans la mesure où des objets libres peuvent être déglutis ou aspirés accidentellement. Lorsqu'il existe une allergie prouvée à un des composants, le produit ne doit pas être utilisé.

Stérilisation: Le mandrin est autoclavable à 126°C, 147kPa, 16min. Avant la stérilisation le faire au nettoyage avec de l'eau et un détergent enzymatique.

Composition: Disques: Oxyde d'aluminium, polyéthylène téréphthalate, résine de caoutchouc synthétique, oeillets de métal et colorant à base d'eau. Mandrin: Métal.

Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière solaire.

Le mandrin est fabriqué en accord avec les spécifications ISO 1797.

Présentation:
0102000146 - SeptoDiscs - 120 disques assortis + mandrin
0102000147 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disques assortis
0102000148 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disques Épaisse
0102000149 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disques Moyenne
0102000150 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disques Fine
0102000151 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques Extra-fine
0102000153 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques assortis
0102000154 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques Épaisse
0102000155 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques Moyenne
0102000156 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques Fine
0102000157 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques Extra-fine

SeptoDiscs

Scheiben zur Endbearbeitung und zum Polieren

Das SeptoDisc-System zur Vearbeitung und zum Polieren von Kunstharzrestaurationen besteht aus Sandpapierscheiben und einer Druckschleife, der die Wendigkeit und den Austausch der Scheiben gewährleistet. Die Scheiben sind in 3/8" und 1/2" Durchmesser und in vier farbcodierten Körnungen erhältlich. Kastanienbraun - Dick I Rosa - Medium Ileicht Rosa - Dünn I Weiß - X-Dünn.

Anwendung: Montieren Sie die Schleife im Winkelstück. Legen Sie die Scheibe in die Schleife ein. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Scheiben in den 4 Körnungen nacheinander vom dicksten zum dünnsten verwenden. Das Produkt sollte trocken mit niedriger bis mittlerer Rotation und mit intermittierenden Berührungen aufgetragen werden. Es wird empfohlen, 10.000 U / min für dickes und mittleres Schleifen und 30.000 U / min für dünnes und x-dünnes zu verwenden.

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen: Nur für den professionellen Gebrauch. Zur einmaligen Anwendung. Die Wiederverwendung kann zu Kreuzkontamination führen. Verlängerter Kontakt des rotierenden Instruments mit dem Zahngewebe kann zu dentario puede causar calentamiento comprometiendo la vitalidad pulpar. La utilización del mandril con productos similares es de total responsabilidad del usuario. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado.

Esterilización: El mandril es esterilizable en autoclave (126°C, 147kPa, 16min.). Antes de la esterilización, realizar la limpieza con ayuda de agua y detergente enzimático.

Composición: Discos: Óxido de aluminio, polietileno tereftalato, resina goma sintética, ojales de metal y colorante base agua. Mandril: Metal.

Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar.

El mandril está fabricado de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 1797.

Presentación:
0102000146 - SeptoDiscs - 120 discos surtidos + mandril
0102000147 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discos de lija surtidos
0102000148 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discos de lija gruesa
0102000149 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discos de lija media
0102000150 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discos de lija fina
0102000151 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discos de lija x-fina
0102000153 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discos de lija surtidos
0102000154 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discos de lija gruesa
0102000155 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discos de lija media
0102000156 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discos de lija fina
0102000157 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discos de lija x-fina

SeptoDiscs

Discos para acabado y pulido

SeptoDiscs, sistema para acabado y pulido de restauraciones en resina, compuesto por discos de lija y un mandril de presión que proporciona agilidad en la inversión del lado abrasivo así como en la substitución de los discos. Se presentan en diámetros de 3/8" y 1/2" en cuatro granulaciones codificadas por colores. Bordó — Gruesa I Rosa — Media I Rosa claro — Fina I Blanco — X-Fina.

Uso: Instalar el mandril en el contra-ángulo. Ajustar el disco al mandril. Para la obtención de mejores resultados, se recomienda utilizar los discos de las cuatro granulaciones, desde la más gruesa hasta la más fina, sucesivamente. El producto debe ser aplicado a seco, con rotación baja a media y con toques intermitentes. Se recomienda el uso de 10,000 rpm para las lijas gruesa y media y 30,000 rpm para la fina y x-fina.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Los discos son de uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. El contacto prolongado del instrumento rotativo con el tejido dentario puede causar calentamiento comprometiendo la vitalidad pulpar. La utilización del mandril con productos similares es de total responsabilidad del usuario. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deve essere utilizzato.

Esterilización: El mandril es esterilizable en autoclave (126°C, 147kPa, 16min.). Antes de la esterilización, realizar la limpieza con ayuda de agua y detergente enzimático.

Composizione: Dischi: Ossido di alluminio, polietilene tereftalato, resina gomma sintetica, occhielli metallici e colorante a base d'acqua. Mandrino: Metallo.

Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, protetto dalla luce solare.

Il Mandrino Septodont è fabbricato secondo le specifiche dell'ISO 1797.

Presentazione:
0102000146 - SeptoDiscs - 120 dischi assortiti + mandrino
0102000147 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 dischi di carta vetrata assortiti
0102000148 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 dischi di carta vetrata grossa
0102000149 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 dischi di carta vetrata media
0102000150 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 dischi di carta vetrata fina
0102000151 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata x-fina
0102000153 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata assortiti
0102000154 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata grossa
0102000155 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata media
0102000156 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata fina
0102000157 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata x-fina

SeptoDiscs

Dischi per finitura e lucidatura

Il sistema SeptoDiscs per la rifinitura e la lucidatura di restauri in composito è composto da dischi abrasivi e mandrino pop-on, który zapewnia zwinnosć przy zmianie stron, jak również przy wymianie dysków. Dostępne w rozmiarach 3/8" i 1/2" w czterech poziomach ziarnistości skodyfikowanych według kolorów. Borgogna - Grossolane I Rosa - Media IRosa Chiaro - Fine I Bianco - X-Fine.

Uso: Installare il mandrino nel contrangolo; Incastrare il disco nel mandrino. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare i dischi nelle 4 granulazioni, successivamente dalla più spessa alla più sottile. Il prodotto deve essere applicato a secco, con rotazione da bassa a media e con tocchi intermitteniti. Si consiglia di utilizzare 10.000 rpm per le carte vetrata grossolane e media, e 30.000 rpm per quelle fine e x-fine.

Avvertenze, precauzioni e restrizioni: Uso professionale. I dischi sono solo per uso singolo. Il riutilizzo può causare contaminazione incrociata. Il contatto prolungato dello strumento rotante con il tessuto dentale può causare il riscaldamento compromettendo la vitalità della polpa. L'uso del mandrino con prodotti simili è di esclusiva responsabilità dell'utente. Si raccomanda che l'uso del prodotto sia sempre accompagnato da isolamento assoluto del campo operatorio, poiché gli oggetti sciolti possono essere ingeriti o aspirati accidentalmente. Quando si verifica una allergia comprovata a uno dei suoi componenti, il prodotto non deve essere utilizzato.

Sterilizzazione: Il mandrino può essere sterilizzato in autoclave (126°C, 147kPa, 16 min.). Prima di eseguire la sterilizzazione, fare la pulizia con l'ausilio di acqua e detergente enzimatico.

Composizione: Dischi: Ossido di alluminio, polietilene tereftalato, resina gomma sintetica, occhielli metallici e colorante a base d'acqua. Mandrino: Metallo.

Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, protetto dalla luce solare.

Il Mandrino Septodont è fabbricato secondo le specifiche dell'ISO 1797.

Presentazione:
0102000146 - SeptoDiscs - 120 dischi assortiti + mandrino
0102000147 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 dischi di carta vetrata assortiti
0102000148 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 dischi di carta vetrata grossa
0102000149 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 dischi di carta vetrata media
0102000150 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 dischi di carta vetrata fina
0102000151 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata x-fina
0102000153 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata assortiti
0102000154 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata grossa
0102000155 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata media
0102000156 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata fina
0102000157 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 dischi di carta vetrata x-fina

SeptoDiscs

Dischi per finitura e lucidatura

System SeptoDiscs do wykańczania i polerowania uzupełnień kompozytowych składa się z tarcz ściernych i trzpienia pop-on, który zapewnia zwinnosć przy zmianie stron, jak również przy wymianie dysków. Dostępne w rozmiarach 3/8" i 1/2" w czterech poziomach ziarnistości skodyfikowanych według kolorów. Bordowy - Gruby I Średnio różowy - Średni I Jasno różowy - Drobnny I Biały - Bardzo drobnny.

Sposób użycia: Należy trzymać mandrinę w kącie. Osadzić krążek na mandrini. Aby uzyskać jak najlepszych rezultatów należy stosować cztery rodzaje ziarnistości - od gruboziarnistej aż do drobnoziarnistej. Należy stosować w środowisku suchym, stosując siłę od małej do średniej z przerwami. Zalecane stosowanie prędkości 10 000 obrotów na minutę podczas stosowania krążków gruboziarnistych i 30 000 obrotów na minutę podczas stosowania krążków drobnoziarnistych.

Ostrzeżenia, środki ostrożności i ograniczenia: Tylko do profesjonalnego zastosowania. Krążki są przeznaczone do jednorazowego użytku. Użycie wielokrotne może być przyczyną zakażeń krzyżowych. Długotrwały kontakt instrumentu obrotowego z tkanką zęba może powodować jego przegrzanie i grozić utratą żywotności miazgi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za łączne użycie mandrini i krążków z podobnymi produktami innych producentów. Aby uniknąć przypadkowego pokłnięcia produktu, konieczne jest całkowite odizolowanie pola zabiegowego. Produkt nie może być stosowany w przypadku stwierdzenia alergii na którykolwiek z jego składników.

Sterylizacja: Mandrel może być sterylizowany w autoclawie w temperaturze 126°C, 147 kPa, 16 minut. Przed sterylizacją przeprowadzić czyszczenie za pomocą wody i detergentu enzymatycznego.

Skład: Krążki: tlenek glinu, tereftalan polietylen, żywica syntetyczna, metalowe oczka, barwniki na bazie wody. Mandrela: metal.

Przechowywanie: Powinny być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu, nienarazanym na działanie promieniowania słonecznego. Mandrela jest produkowana zgodnie z wymogami normy ISO 1797.

Opakowanie: 0102000146 - SeptoDiscs - 120 różnych krążków ściernych + mandrela

0102000147 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 krążków ściernych o różnej ziarnistości
0102000148 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 gruboziarnistych krążków ściernych
0102000149 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 średnich krążków ściernych
0102000150 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 drobnoziarnistych krążków ściernych
0102000151 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 ekstra drobnoziarnistych krążków ściernych
0102000153 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 krążków ściernych o różnej ziarnistości
0102000154 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 gruboziarnistych krążków ściernych
0102000155 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 średnich krążków ściernych
0102000156 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 drobnoziarnistych krążków ściernych
0102000157 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 ekstra drobnoziarnistych krążków ściernych

SeptoDiscs

Krażki do ostatecznego opracowania i polerowania

System SeptoDiscs per la rifinitura e la lucidatura di restauri in composito è composto da dischi abrasivi e mandrino pop-on, który zapewnia zwinnosć przy zmianie stron, jak również przy wymianie dysków. Dostępne w rozmiarach 3/8" i 1/2" w czterech poziomach ziarnistości skodyfikowanych według kolorów. Burgogna - Grossolane I Rosa - Media IRosa Chiaro - Fine I Bianco - X-Fine.

Sposób użycia: Należy trzymać mandrinę w kącie. Osadzić krążek na mandrini. Aby uzyskać jak najlepszych rezultatów należy stosować cztery rodzaje ziarnistości - od gruboziarnistej aż do drobnoziarnistej. Należy stosować w środowisku suchym, stosując siłę od małej do średniej z przerwami. Zalecane stosowanie prędkości 10 000 obrotów na minutę podczas stosowania krążków gruboziarnistych i 30 000 obrotów na minutę podczas stosowania krążków drobnoziarnistych.

Ostrzeżenia, środki ostrożności i ograniczenia: Tylko do profesjonalnego zastosowania. Krążki są przeznaczone do jednorazowego użytku. Użycie wielokrotne może być przyczyną zakażeń krzyżowych. Długotrwały kontakt instrumentu obrotowego z tkanką zęba może powodować jego przegrzanie i grozić utratą żywotności miazgi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za łączne użycie mandrini i krążków z podobnymi produktami innych producentów. Aby uniknąć przypadkowego pokłnięcia produktu, konieczne jest całkowite odizolowanie pola zabiegowego. Produkt nie może być stosowany w przypadku stwierdzenia alergii na którykolwiek z jego składników.

Sterylizacja: Mandrel może być sterylizowany w autoclawie w temperaturze 126°C, 147 kPa, 16 minut. Przed sterylizacją przeprowadzić czyszczenie za pomocą wody i detergentu enzymatycznego.

Skład: Krążki: tlenek glinu, tereftalan polietylen, żywica syntetyczna, metalowe oczka, barwniki na bazie wody. Mandrela: metal.

Przechowywanie: Powinny być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu, nienarazanym na działanie promieniowania słonecznego. Mandrela jest produkowana zgodnie z wymogami normy ISO 1797.

Opakowanie: 0102000146 - SeptoDiscs - 120 różnych krążków ściernych + mandrela

0102000147 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 krążków ściernych o różnej ziarnistości
0102000148 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 gruboziarnistych krążków ściernych
0102000149 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 średnich krążków ściernych
0102000150 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 ekstra drobnoziarnistych krążków ściernych
0102000151 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 ekstra drobnoziarnistych krążków ściernych
0102000153 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 krążków ściernych o różnej ziarnistości
0102000154 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 gruboziarnistych krążków ściernych
0102000155 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 średnich krążków ściernych
0102000156 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 drobnoziarnistych krążków ściernych
0102000157 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 ekstra drobnoziarnistych krążków ściernych

SeptoDiscs

Discuri de finisare și lustruire

System SeptoDiscs pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din materiale compozite este alcătuit din discuri abrazive și mandrină extensibilă care asigură agilitatea la inversiuni laterale precum și la înlocuirea discurilor. Disponibil în dimensiuni de 3/8" și 1/2" și patru niveluri de granulație, codificate prin culori. Burgundă - Gros I Mediu roz - Medie I Roz deschis - Subțire I Alb - Foarte subțire.

Utilizare: Montați mandrinul în contraunghi. Montați discul pe mandrin. Pentru rezultate mai bune, utilizați cele patru granulații, succesiv de la cea mai dură la cea mai fină. Produsul trebuie aplicat uscat, cu viteză mică până la medie și cu atingeri intermitente. Este recomandat să utilizați 10.000 rpm pentru discurile grosiere și 30.000 rpm pentru cele fine.

Výstrahy, preventivní opatření a omezení: Pouze pro použití odborníky. Disky jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Opakované použití může způsobit křížovou kontaminaci. Delší kontakt rotačního nástroje se zubní tkání může způsobit zahřívání a ohrožit životnost zubní drěně. Uživatel bude v plném rozsahu odpovídat za použití mandrle a disku s podobnými produkty. Aby nedošlo k náhodnému spolknutí disku, je třeba před aplikací provést kompletní izolaci celého operačního pole. Nepoužívejte, pokud byla prokázána u pacienta alergie na kteroukoliv ze složek.

Sterilizace: Mandrel je možno sterilizovat v autoclavu při 126°C, 147kPa po dobu 16 min. Před sterilizací proveďte čištění pomocí vody a enzymatického detergentu.

Složení: Disky: Oxid hlinitý, PET, syntetická kaučuková pryskyřice, kovová očka, pigmenty na bázi vody. Mandrel: Kov.

Skladování: Uchovávejte na suchém a větraném místě, chraňte před sluncem.

Mandrel se vyrábí v souladu se specifikacemi uvedenými v ISO 1797. Mandrinul este fabricat în conformitate cu specificațiile standardului ISO 1797.

Provedení:
0102000146 - SeptoDiscs - 120 různých disků + mandrel
0102000147 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disků s různým brusem
0102000148 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disků s hrubým brusem
0102000149 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disků se středním brusem
0102000150 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disků s jemným brusem
0102000151 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disků s extra jemným brusem
0102000153 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disků s hrubým brusem
0102000154 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disků s různým brusem
0102000155 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disků s hrubým brusem
0102000156 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disků s jemným brusem
0102000157 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disků s extra jemným brusem

Prezentare:
0102000146 - SeptoDiscs - 120 de discuri asortate + mandrin
0102000147 - Rezervă SeptoDiscs 1/2" - 50 de discuri abrazive asortate
0102000148 - Rezervă SeptoDiscs 1/2" - 50 de discuri abrazive grosiere
0102000149 - Rezervă SeptoDiscs 1/2" - 50 de discuri abrazive de granulație medie
0102000150 - Rezervă SeptoDiscs 1/2" - 50 de discuri abrazive fine
0102000151 - Rezervă SeptoDiscs 1/2" - 50 de discuri abrazive extra-fine
0102000153 - Rezervă SeptoDiscs 3/8" - 50 de discuri abrazive asortate
0102000154 - Rezervă SeptoDiscs 3/8" - 50 de discuri abrazive grosiere
0102000155 - Rezervă SeptoDiscs 3/8" - 50 de discuri abrazive de granulație medie
0102000156 - Rezervă SeptoDiscs 3/8" - 50 de discuri abrazive fine
0102000157 - Rezervă SeptoDiscs 3/8" - 50 de discuri abrazive ra-fine

SeptoDiscs

Discuri de finisare și lustruire

Sistemul SeptoDiscs pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din materiale compozite este alcătuit din discuri abrazive și mandrină extensibilă care asigură agilitatea la inversiuni laterale precum și la înlocuirea discurilor. Disponibil în dimensiuni de 3/8" și 1/2" și patru niveluri de granulație, codificate prin culori. Vinovă - Červená - Hrubý I Růžová - Střední I Světle růžová - Jemný I Bílá - Velmi jemný.

Utilizare: Montați mandrinul în contraunghi. Montați discul pe mandrin. Pentru rezultate mai bune, utilizați cele patru granulații, succesiv de la cea mai dură la cea mai fină. Produsul trebuie aplicat uscat, cu viteză mică până la medie și cu atingeri intermitente. Este recomandat să utilizați 10.000 rpm pentru discurile grosiere și 30.000 rpm pentru cele fine.

Avertismente, precauții și restricții: Numai pentru uz profesional. Discurile sunt exclusiv de unică folosință. Reutilizarea poate cauza contaminarea încrucișată. Contactul prelungit al instrumentului rotativ cu țesutul dentar poate cauza încălzirea și poate pune în pericol vitalitatea pulpei dentare. Utilizatorul va fi în întregime responsabil pentru utilizarea combinată a mandrului și a discului cu produse similare. Pentru a evita înghițirea accidentală a acestui produs, este necesară aplicarea unei tehnici de izolare totală a câmpului operator. Dacă se cunoaște existența unei alergii la oricare dintre componentele sale, produsul nu trebuie utilizat.

Sterilizare: Mandrinul poate fi sterilizat în autoclav la 126 °C, 147 kPa, 16 min. Înainte de sterilizare, curățați cu apă și detergent enzimatic.

Složení: Disky: Oxid hlinitý, PET, syntetická kaučuková pryskyřice, kovová očka, pigmenty na bázi vody. Mandrel: Kov.

Skladování: Uchovávejte na suchém a větraném místě, chraňte před sluncem.

Mandrel se vyrábí v souladu se specifikacemi uvedenými v ISO 1797. Mandrinul este fabricat în conformitate cu specificațiile standardului ISO 1797.

Provedení:
0102000146 - SeptoDiscs - 120 různých disků + mandrel
0

SeptoDiscs

Dokončovanie a leštiace disky

Systém SeptoDiscs na konečnú úpravu a leštenie kompozitných opráv sa skladá z brúsnych diskov a vysuvacieho mandreľu, čo zaistuje rýchlosť pri opracovaní nasadení aj pri výmenách diskov. K dispozícii vo veľkostiach 3/8" a 1/2" a v štyroch hrúbkách, odlíšených farbami. Hrubý – vinovočervený I Stredný – ružový I Jemný – svetloružový I Veľmi jemný – biely.

Použitie: Mandreľ vsuňte do kolienkového násadca. Nasadte disk na mandreľ. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, použite všetky štyri hrúbosti, od najhrubšieho po najjemnejšie. Produkt sa musí aplikovať suchý, malou až strednou rýchlosťou a pomocou prerušovaných dotykov. Odporúčame použiť 10 000 ot./min. pre najhrubší disk a 30 000 ot./min. pre najjemnejší disk.

Výstraha, preventívne opatrenia a obmedzenia: Iba na použitie odborníkmi. Disky sú určené iba na jednorazové použitie. Opakované použitie môže spôsobiť krížovú kontamináciu. Dlhší kontakt rotačného nástroja so zubným tkanivom môže spôsobiť zahritie, ohrozujúce vitalitu zubnej drene. Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za použitie mandreľu alebo disku v podobných produktoch. Aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu produktu, je potrebné pred aplikáciou vykonať kompletnú izoláciu celého operačného poľa. Produkt sa nesmie používať, pokiaľ sa preukázala alergia na ktorúkoľvek zo zložiek.

Sterilizácia: Nástroj je možné sterilizovať v autokláve pri 126 °C, 147 kPa počas 16 min. Pred sterilizáciou vykonajte čistenie pomocou vody a enzymatického detergentu.

Zloženie: Disky: Oxid hlinitý, polyetylentereftalát, syntetická živica, kovové očka, pigmenty na vodnej báze. Mandreľ: Kov.

Skladovanie: Uchovávať na suchom a vetranom mieste, chráňte pred slnkom. Mandreľ sa vyrábajú v súlade so špecifikáciami uvedenými v ISO 1797.

Vyhotovenie:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 rôznych diskov a mandreľ
0102000147 - SeptoDiscs náhradná náplň 1/2" - 50 rôznych brúsnych diskov
0102000148 - SeptoDiscs náhradná náplň 1/2" - 50 hrubých brúsnych diskov
0102000149 - SeptoDiscs náhradná náplň 1/2" - 50 stredne hrubých brúsnych diskov
0102000150 - SeptoDiscs náhradná náplň 1/2" - 50 jemných brúsnych diskov
0102000151 - SeptoDiscs náhradná náplň 1/2" - 50 extra jemných brúsnych diskov
0102000153 - SeptoDiscs náhradná náplň 3/8" - 50 rôznych brúsnych diskov
0102000154 - SeptoDiscs náhradná náplň 3/8" - 50 hrubých brúsnych diskov
0102000155 - SeptoDiscs náhradná náplň 3/8" - 50 stredne hrubých brúsnych diskov
0102000156 - SeptoDiscs náhradná náplň 3/8" - 50 jemných brúsnych diskov
0102000157 - SeptoDiscs náhradná náplň 3/8" - 50 extra jemných brúsnych diskov

SeptoDiscs

Afwerk- en polijstschijven

Het SeptoDiscs-systeem voor het afwerken en polijsten van composietrestauraties bestaat uit schurende schijven en een pop-on spil. Het verbeterd niet enkel de behendigheid bij zij-inversies, maar vergemakkelijkt ook de vervanging van de schijven. Beschikbaar in de maten 3/8" en 1/2" en vier korrelgroottes herkenbaar aan hun kleur. Grof - Bordeaux I Medium – Roze I Fijn – Lichtroze I Extrafijn - Wit.

Gebruik: Plaats de spil op het hoekstuk. Bevestig de schijf op de spil. Gebruik voor betere resultaten de vier korrels na elkaar en ga van de grootste naar de fijnste. Het product moet droog worden aangebracht, met een lage tot gemiddelde rotatiesnelheid en met intermitterende aanrakingen. Het wordt aanbevolen om 10.000 opm te gebruiken voor de grofste schijven en 30.000 opm voor de fijnste.

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen: Professioneel gebruik. De schijven zijn voor éénmalig gebruik. Hergebruik kan kruisbesmetting veroorzaken. Langdurig contact van het roterende instrument met het tandweefsel kan verhting veroorzaken wat de vitaliteit van de pulpa nadelig beïnvloedt. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gecombineerde gebruik van de spil of de schijf met vergelijkbare producten. Om te voorkomen dat dit product per ongeluk wordt ingeslikt, moet een totale isolatietechniek van het operatieveld worden toegepast. Indien er allergie voor één van de componenten is aangetoond, dient het product niet gebruikt te worden.

Sterilisatie: SeptoDiscs Mandrel kan worden geautoclaveerd (126°C, 147 kPa, 16 min.). Voorafgaand aan sterilisatie, doorgaan met reinigen met water en enzymatisch reinigingsmiddel.

Samenstelling: Schijven: aluminiumoxide, polyethyleentereftalaat, synthetische rubberhas, metalen ogen, pigmenten op waterbasis. Spil: metaal.

Bewaren:

Bewaren: Bewaren op een koele en droge plaats, beschermd tegen zonlicht.

Mandreľ je vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de ISO-norm 1797.

Presentatie:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 diverse schijven + spil
0102000147 - SeptoDiscs navulling 1/2" - 50 diverseschijven
0102000148 - SeptoDiscs navulling 1/2" - 50 schijven grof
0102000149 - SeptoDiscs navulling 1/2" - 50 schijven medium
0102000150 - SeptoDiscs navulling 1/2" - 50 schijven x-fijn
0102000151 - SeptoDiscs navulling 1/2" - 50 diverseschijven
0102000153 - SeptoDiscs navulling 3/8" - 50 schijven grof
0102000154 - SeptoDiscs navulling 3/8" - 50 schijven medium
0102000155 - SeptoDiscs navulling 3/8" - 50 schijven fijn
0102000156 - SeptoDiscs navulling 3/8" - 50 schijven x-fijn
0102000157 - SeptoDiscs navulling 3/8" - 50 schijven x-fijn

SeptoDiscs

Diskovi za poliranje i završnu obradu

SeptoDiscs sistem para acabamento e polimento de restaurações em resinas, é composto por discos de lixa e um mandril de pressão que proporciona agilidade na inversão e na substituição dos discos. Os discos são apresentados nos diâmetros de 3/8" e 1/2" e em quatro granulações codificadas por cores. Grossa: Bordô I Médio: Rosa I Fina: Rosa claro I X-Fina: Branco.

Uso: Instalar o mandril no contra-ângulo. Encaixar o disco no mandril. Para obtenção de melhores resultados, utilizar os discos nas 4 granulações, sucessivamente da mais grossa até a mais fina. O produto deve ser aplicado a seco, com rotação baixa a média e com toques intermitentes. Recomenda-se o uso de 10.000 rpm para as lixas grossa e média e 30.000 RPM para fina e x-fina.

Warnings, precautions and restrictions: Uso profissional.Os discos são de uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada.O contato prolongado do instrumento rotativo com o tecido dental pode causar aquecimento, comprometendo a vitalidade da polpa. O uso do mandril com produtos similares é de exclusiva responsabilidade do usuário.Para evitar a deglutição ou aspiração acidental deste produto, recomenda-se o isolamento absoluto do campo operatório. Em caso de alergia comprovada do paciente a qualquer um dos componentes deste produto, ele não deve ser utilizado.

Esterilização: O mandril pode ser esterilizável em autoclave (126°C, 147kPa, 16min.). Antes da esterilização, realizar a limpeza com o auxílio de água e detergente enzimático.

Composição: Discos: Óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ílhós de metal e corante base água. Mandril: Metal.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

O mandril é fabricado de acordo com as especificações da ISO 1797.

Apresentação:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 discos sortidos + mandreľ
0102000147 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lixa sortida
0102000148 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lixa grossa
0102000149 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lixa média
0102000150 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lixa fina
0102000151 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lixa extra-fina
0102000153 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lixa sortida
0102000154 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lixa grossa
0102000155 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lixa média
0102000156 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lixa fina
0102000157 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lixa extra-fina

SeptoDiscs

Диски для шлифования и полирования

Система дисков SeptoDiscs для шлифования и полирования реставраций состоит из абразивных дисков и дискодержателя, обеспечивающего гибкость при поворотах и замене дисков. Доступны в двух размерах: 3/8" и 1/2", и четырех уровнях абразивности, обозначенных цветами. Крупное зерно - бордовый | Среднее зерно - розовый | Мелкое зерно - светло-розовый | Ультрамелкое - белый.

Указание на использование: Установите дискодержатель в угловой наконечник. Вставьте диск в дискодержатель. Для достижения наилучшего результата используйте четыре уровня абразивности, от крупного до самого мелкого. Продукт должен наноситься с низкой скоростью, с низким или средним давлением, прерывистыми прикосновениями. Рекомендуется использовать скорость 10 000 оборотов в минуту для крупнозернистых дисков и 30 000 оборотов в минуту для наиболее мелкозернистых.

Предупреждения, меры предосторожности и ограничения: Только для профессионального применения. Диски можно использовать только один раз. Повторное использование может привести к перекрестному загрязнению. Длительный контакт вращения инструмента с зубной тканью может вызвать нагревание, снижающее жизнеспособность пульпы. Пользователь несет полную ответственность за использование дискодержателя или дисков с похожими изделиями других серий. Чтобы избежать случайного проглатывания изделия, необходимо выполнить полную изоляцию рабочего поля. Запрещено использовать продукт в случае аллергии на любой из компонентов.

Стерилизация: SeptoDiscs Mandrel может быть автоклавирован (126 °C, 147 kPa, 16 мин.). Перед стерилизацией выполните очистку с использованием воды и ферментного моющего средства. Долговечность опправки напрямую связана с уходом при ее использовании.

Состав: Диски: Оксид алюминия, полиэтилентерефталат, синтетическая резиновая смола, металлические пелли, пигменты на водной основе. Дискодержатель: Метал.

Хранения: Хранить в сухом проветриваемом месте, защищенном от попадания солнечных лучей.

SeptoDiscs Mandrel изготовлен в соответствии со стандартом ISO 1797.

Варианты производства:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 разных дисков + дискодержатель
0102000147 - SeptoDiscs дополнительные диски 1/2" - 50 разных дисков из наждачной бумаги
0102000148 - SeptoDiscs дополнительные диски 1/2" - 50 дисков из крупнозернистой наждачной бумаги
0102000149 - SeptoDiscs дополнительные диски 1/2" - 50 дисков из среднезернистой наждачной бумаги
0102000150 - SeptoDiscs дополнительные диски 1/2" - 50 дисков из мелкозернистой наждачной бумаги
0102000151 - SeptoDiscs дополнительные диски 1/2" - 50 дисков из ультрамелкозернистой наждачной бумаги
0102000153 - SeptoDiscs дополнительные диски 3/8" - 50 разных дисков из наждачной бумаги
0102000154 - SeptoDiscs дополнительные диски 3/8" - 50 дисков из крупнозернистой наждачной бумаги
0102000155 - SeptoDiscs дополнительные диски 3/8" - 50 дисков из среднезернистой наждачной бумаги
0102000156 - SeptoDiscs дополнительные диски 3/8" - 50 дисков из мелкозернистой наждачной бумаги
0102000157 - SeptoDiscs дополнительные диски 3/8" - 50 дисков из ультрамелкозернистой наждачной бумаги

SeptoDiscs

Koluti za zaključno obdelavo in poliranje

Sistem SeptoDiscs za zaključno obdelavo in poliranje restavriranih površin iz kompozitnih materialov sestavljajo abrazivni koluti in natično vreteno, ki omogoča prilagodljivost pri menjavi strani in menjavi kolutov. Na voljo je v velikostih 3/8" in 1/2" ter štirih zrnatostih, označenih z barvami. Grobi – Burgundsko rdeča I Srednji – Rožnata I Fini – Svetlo Rožnata I Zelo fini – Bela.

Kako koristiti: Umetnite mandrel u kolječnik. Postavite disk na osovinu. Kako biste osigurali bolje rezultate, upotrijebite četiri granulacije, od najgrubije do najfinije. Proizvod se mora koristiti suh, s niskom do srednje velikom brzinom, u nekoliko navrata. Preporučujemo odabrati brzinu od 10 000 o/min za najgrubije diske, odnosno 30 000 o/min za one najfinije, za najbolji grobe kolute in 30.000 min-1 za najfinije.

Upozorenja, upozorenje i ograničenja: Samo za strokovno uporabo. Koluti so namenjeni za enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzroči navzkrižno kontaminacijo. Daljši stik vrtilnega instrumenta z zobnim tkivom lahko povzroči segrevanje in ogrozi vitalnost pulpe. Uporabnik v celoti odgovarja za uporabo vretena ali koluta v kombinaciji s podobnimi orodji. Da pacient ne bi pogoltnil izdelka, morate obvezno uporabiti tehniko popolne izolacije delovnega polja. Izdelka na smete uporabljati, če je dokazana alergija na katero koli njegovo sestavino.

Sterilizacija: Instrument je primeren za sterilizacijo v avtoklavu pri 126 °C, 147 kPa, 16 min. Pred sterilizacijo ga očistite z vodo in detergentom, ki vsebuje encime.

Sestava: Koluti: aluminijev oksid, polietilen tereftalat, smola iz sintetične gume, kovinska očesca, pigmenti na vodni osnovi. Vreteno: kovina.

Skadičenje: Hraniti na suhem in hladnem mestu, zaščiten pred sončno svetlobo.

Sastav: Diskovi: Aluminijski oksid, polietilen tereftalat, sintetička gumena smola, metalni obrubi, pigmenti na bazi vode. Mandreľ: Metal.

Skladištenje:

Skladištite na suhom i hladnom mjestu, podalje od sunčeve svetlosti.

Različice izdelkov:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 različnih kolutov + vreteno
0102000147 - SeptoDiscs dodatni koluti 1/2" - 50 kolutov z različnim brusnim papirjem
0102000148 - SeptoDiscs dodatni koluti 1/2" - 50 kolutov z grobim brusnim papirjem
0102000149 - SeptoDiscs dodatni koluti 1/2" - 50 kolutov s srednjim brusnim papirjem
0102000150 - SeptoDiscs dodatni koluti 1/2" - 50 kolutov s finim brusnim papirjem
0102000151 - SeptoDiscs dodatni koluti 1/2" - 50 kolutov z zelo finim brusnim papirjem
0102000153 - SeptoDiscs dodatni koluti 3/8" - 50 kolutov z različnim brusnim papirjem
0102000154 - SeptoDiscs dodatni koluti 3/8" - 50 kolutov z grobim brusnim papirjem
0102000155 - SeptoDiscs dodatni koluti 3/8" - 50 kolutov s srednjim brusnim papirjem
0102000156 - SeptoDiscs dodatni koluti 3/8" - 50 kolutov s finim brusnim papirjem
0102000157 - SeptoDiscs dodatni koluti 3/8" - 50 kolutov z zelo finim brusnim papirjem

SeptoDiscs

Slipēšanas un pulēšanas diski

SeptoDiscs sistēma ir paredzēta restaurācijai, kurās izmantoti kompozitmateriāli, pēcapstrādei un pulēšanai; tā sastāv no abrazīvajiem diskliem un ar fiksatoru aprīkotas turētāja, kurš ir īpaši parocīgi brūnās, kad ir jānomaina diska puse vai pats disks. Piedāvājuma īr divu lielumu (3/8" un 1/2" diametrā) un četru krāskodētu raupjuma pakāpiju disk. Burgundija - jāme I Rozā - keskmine I Gaiši rozā - fine I Balts - īpaši fine valge.

Lietošana: Uzstādiet turētāju priekšējā kampa. Uzlādēt diskus ant spindlīss. Parema tūlēmuse saamiseks kasutage nēļa terasuurst kolutis. Alates jāmedaimast kuni kolge peenemani. ūdēt tuleb kasutada ļaizmāto sausa veidā, no zēma līdz vidējam ātrumam ar intermēdiestu pieskārsanu. Raupjakājiem diskliem ieteicams izmantot 10 000 apgr./min. un smalkākājiem - 30 000 apgr./min.

Hoiatused, etevattasabinōd un i pirangud: Ainult ērialeksas kasutuseks. Kettad on ainult ūhekōrdsēks kasutuseks. Kōrduskasutamine vōib pōhjustada riisatsaastumist. Pōorleva instrumenti pikaajaline instrumentu kontaktas ar dānēus audini gali sukelti kaizitmi i pakeniti pulpis gvybimēisult. Laikiklis i diskeliu naudojimas su kitais panašiais gaminiāis yra iškirtinai naudotojo nuosavybē. Sikianti išvengti netyčinio šio gaminio nurijimo, būtina laikyti pilno operacinės zonos izoliavimo technika. Įrodytos alergijos vėdinai iš sudedamųjų dalių atveju, gaminytis negali būti naudojamas.

Sterilizavimas: Laikiklis gali būti sterilizuojamas autoklavu, 126 °C, 147 kPa, 16 min. Prieš sterilizavimą išplauti vandeniu ir enziminui valikliu.

Sūdetis: Diskeliai: Aluminio oksidas, polietileno tereftalatas, sintetinės gumos derva, metalinės kilpelės, vandens pagrinio pigmentai. Laikiklis: Metalas.

Laikymas: Laikyti sausioje ir vėsioje vietoje, saugoti nuo saulės spindulių.

SeptoDiscs Mandrel on toodetud vastavuses standardi ISO 1797 eeskirjadega.

Tootevariandid:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 ketta valik + spindel
0102000147 - SeptoDiscs täitekogus 1/2" - 50 liivapaberikastest valik
0102000148 - SeptoDiscs täitekogus 1/2" - 50 jämeda terasuursega liivapaberikast
0102000149 - SeptoDiscs täitekogus 1/2" - 50 keskmise terasuursega liivapaberikast
0102000150 - SeptoDiscs täitekogus 1/2" - 50 peene terasuursega liivapaberikast
0102000151 - SeptoDiscs täitekogus 1/2" - 50 x-peene terasuursega liivapaberikast
0102000153 - SeptoDiscs täitekogus 3/8" - 50 liivapaberikastest valik
0102000154 - SeptoDiscs täitekogus 3/8" - 50 jämeda terasuursega liivapaberikast
0102000155 - SeptoDiscs täitekogus 3/8" - 50 keskmise terasuursega liivapaberikast
0102000156 - SeptoDiscs täitekogus 3/8" - 50 peene terasuursega liivapaberikast
0102000157 - SeptoDiscs täitekogus 3/8" - 50 x-peene terasuursega liivapaberikast

SeptoDiscs

Δίσκοι φινιρίσματος και στίλβωσης

Το σύστημα SeptoDiscs για φινίρισμα και λείανση αποκαταστάσεων από συνθετά υλικά αποτελείται από λειαντικούς δίσκους και έναν αναδύομενο άξονα που παρέχει ευελιξία σε πλύσεις, συντηρήσεις, καθαρισμούς και αντικαταστάσεις δίσκων. Διατίθεται σε μεγέθη 3/8" και 1/2" και τέσσερα μεγέθη κόκκου, κωδικοποιημένα με χρώματα. Χοντρό - Κόκκινο Βουργουνδικό | Μεσαίο - Ροζ | Λεπτό - Ανοιχτό Ροζ | Υπερλεπτό - Λευκό.

Χρήση: Τοποθετήστε τον άξονα σε κόντρα γωνία. Περάστε τον δίσκο στον άξονα. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τα τέσσερα μεγέθη κόκκου διαδοχικά από το άρτοτερο προς το λιγότερο σκληρό, καθώς και τον άξονα χωρίς γραμμές. Προσέχετε την περιόριστο μέση δόξαίονος πίεσης. Συμπατάει να χρησιμοποιήσετε 10.000 RPM για τους αδρότερους δίσκους και 30.000 RPM για τους λεπτότερους.

Προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και περιορισμοί: Μόνο για επαγγελματική χρήση. Οι δίσκοι προορίζονται για μία μόνο χρήση.Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενη μόλυνση. Η παρατεταμένη επαφή του περιστροφικού εργαλείου με τον όδοντικό ιστό μπορεί να προκαλέσει τοπική θέρμανση και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωτικότητα του πολκρού.Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνδυαστική χρήση του άξονα ή του δίσκου με παρόμοια προϊόντα. Για να αποφευχθεί η τυχαία κατάποση του προϊόντος, είναι απαραίτητη η εφάρμοση μιας τεχνικής ολικής απόμωωσης του επεμβατικού πεδίου. Εάν υπάρχει αποδεδειγμένη αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Αποστείρωση: Το SeptoDiscs Mandrel μπορεί να είναι σε αυτοκλείσο (126 °C, 147kPa, 16 λεπτά). Πριν από την αποστείρωση, προχωρήστε με τον καθαρισμό χρησιμοποιώντας νερό και ενυμιατικό απορρυπαντικό. Σύνθεση: Δίσκοι: Οξείδιο του αργιλίου, πολυτερεφθαλικό αιθυλένιο, συνθετική ρητίνη καουτσούκ, μεταλλικοί δακτύλιοι, υδατοδιαλυτές χρωστικές. Άξονας: Μετάλλο. Φύλλα: Τα φύλλα σσεται σε χηρό και όροσερό μέρος και να προστατεύεται από το φως.

Ο SeptoDiscs Mandrel κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 1797.

Παρουσίαση:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 ανάμικτοι δίσκοι + άξονας
0102000147 - SeptoDiscs ανταλλακτικό 1/2" - 50 ανάμικτοι δίσκοι
0102000148 - SeptoDiscs ανταλλακτικό 1/2" - 50 δίσκοι χοντρού
0102000149 - SeptoDiscs ανταλλακτικό 1/2" - 50 δίσκοι μεσαίου
0102000150 - SeptoDiscs ανταλλακτικό 1/2" - 50 δίσκοι λεπτού
0102000151 - SeptoDiscs ανταλλακτικό 1/2" - 50 δίσκοι έξτρα
0102000153 - SeptoDiscs ανταλλακτικό 3/8" - 50 ανάμικτοι δίσκοι
0102000153 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 raznih diskova sa brusnim papirjom
0102000154 - SeptoDiscs dopuna 3/8" - 50 grubih diskova sa brusnim papirjom
0102000155 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 srednjih sandpaper discs
0102000156 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 X-Fini abrazivnih diskova
0102000157 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 extra jemnych brusnych diskov

Varijante proizvoda:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 raznih diskova + stezna glava
0102000147 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 raznih abrazivnih diskova
0102000148 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 Grubi abrazivnih diskova
0102000149 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 Srednji abrazivnih diskova
0102000150 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 X-Fini abrazivnih diskova
0102000151 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 X-Fini abrazivnih diskova
0102000153 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 raznih diskova sa brusnim papirjom
0102000154 - SeptoDiscs dopuna 3/8" - 50 grubih diskova sa brusnim papirjom
0102000155 - SeptoDiscs dopuna 3/8" - 50 srednjih sandpaper discs
0102000156 - SeptoDiscs dopuna 3/8" - 50 finih sandpaper discs
0102000157 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 x-finih sandpaper discs

Obelisi S.A.

Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: (+32) 2.732.59.54
E-mail: mail@obelis.net

septodont

Version 06-01/2020