

SDI

riva self cure/

riva self cure HV

MATERIALE VETRO-IONOMERICO

PER RESTAURO

ISTRUZIONI D'USO

ITALIANO

Riva Self Cure è la gamma ideale di materiali vetro-ionomerici con adesione a dentina, autoindurenti e radiopachi. Grazie all'eccellente adesione al dente, al rilascio di fluoro ed alla elevata resistenza alla compressione, disponibile in due viscosità, Riva Self Cure può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni restaurative.

INDICAZIONI

- Ricostruzioni non portanti di I e II Classe
- Restaui in dentizione decidua
- Restaui in pazienti geriatrici
- Materiale da restauro intermedio e base per cavità di I e II Classe utilizzando la tecnica a sandwich
- Restaui cervicali (V Classe)
- Ricostruzione di monconi
- Otturazioni provvisorie
- Restaui eseguiti con la tecnica ART (odontoiatria atraumatica)
- Sostituto della dentina

CONTROINDICAZIONI

- Incapucciamento pulpare
- Il prodotto potrebbe causare irritazioni della cute in alcuni soggetti. In tal caso, interrompere l'utilizzo e consultare un medico.

PROCEDURA

A. PREPARAZIONE DELLA CAVITÀ:

- Pulire e isolare il dente. Nota: Preparare una cavità conservativa utilizzando le tecniche e gli strumenti standard. Non è necessario creare sottosquadri.
- Se è necessario proteggere la polpa, utilizzare un sottofondo a base di idrossido di calcio.

B. CONDIZIONAMENTO / MORDENZATURA:

- Applicare Riva Conditioner sulle superfici preparate e lasciare agire per 10 secondi.
- Sciacquare abbondantemente con acqua.
- Rimuovere l'acqua in eccesso. Lasciare idratato. Evitare la contaminazione. **IMPORTANTE:** Fare attenzione a non essiccare la superficie. Le superfici devono apparire lucide.

C. MISCELAZIONE E APPLICAZIONE

SISTEMA IN CAPSULE

	Riva Self Cure	Riva Self Cure	Riva Self Cure HV
Indurimento	NORMALE	VELOCE	
Pistoncino	(Verde)	(Senape / Bianco*)	(Arancione)
Polvere /liquido	0.42 / 0.13	0.42 / 0.13	0.50 / 0.13
Rapporto (g/g)		0.40 / 0.15*	
Tempo di miscelazione	10 sec	10 sec	10 sec
Tempo di lavorazione (min., sec.)	1'40"	1'05"	1'30"
Tempo iniziale di indurimento @ 23°C (min., sec.)	4'10"	2'30"	3'00"
Tempo di finitura a 37°C (min., sec.)	6'00"	4'30"	5'00"
Contenuto minimo estruso per capsula	0.13mL	0.13mL	0.12ml
Condizioni del test: Temperatura (23 ± 1°C), umidità relativa (50 ± 10%), ISO 9917-1 (Cemento dentale a base di acqua).			

* T-A2, T-A3, T-A3.5 solo.

- Premere il pistoncino su una superficie dura , fino al suo completo inserimento nel corpo della capsula. **Importante. Non inserire la capsula nell'applicatore prima di averla miscelata. Non inserire la capsula nell'applicatore prima di averla miscelata.**
- Inserire immediatamente la capsula attivata nel miscelatore Ultramat 2 oppure in qualsiasi miscelatore per capsule ad alta velocità (4000-4800 giri al minuto).
- Miscelare per 10 secondi. **NOTA:** Il tempo di lavorazione può essere esteso diminuendo il tempo di miscelazione di non oltre 3 secondi (il tempo minimo di miscelazione deve essere di 7 secondi).
- Rimuovere la capsula immediatamente e inserirla nel Riva Applicator per capsule.
- Premere l'applicatore finché il materiale non è visibile attraverso il puntale trasparente della capsula.
- Estrudere Riva Self Cure nella cavità, facendo attenzione a non intrappolare aria sotto il restauro. **NOTA:** Ad una temperatura superiore a 23 ± 1°C il tempo di lavorazione diminuisce.
- Alla fine del tempo di lavorazione, applicare Riva Coat su tutte le superfici esposte del restauro.
- Fotopolimerizzare per 10 secondi.

POLVERE /LIQUIDO (SOLO INDURIMENTO NORMALE)
Dossaggio polvere-liquido: 1 misurino raso di polvere per 2 goccia (T-A2, T-A3, T-A3.5) 1 misurino raso di polvere per 1 goccia (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3) Tempo di miscelazione consigliato: 30 secondi Tipo di tavoletta per misurazione: carta non assorbente oppure piastra in vetro. NOTA: Raffreddare la piastra in vetro per estendere il tempo di lavorazione.

- Dare dei leggeri colpi con la mano sul flaconcino di polvere. Utilizzando il misurino in plastica fornito, mettere un misurino raso di polvere sulla tavoletta per miscelazione.
- Estrudere una goccia di liquido Riva Self Cure vicino alla polvere sulla tavoletta per miscelazione. Richiudere saldamente il contenitore.
- Utilizzare una spatolina in plastica per dividere la polvere in parti uguali. Miscelare il liquido con una parte della polvere per 10 secondi e poi unire la seconda parte continuando a miscelare per altri 15-20 secondi.
- Applicare la pasta ottenuta nella cavità, facendo attenzione a non intrappolare aria sotto il restauro. A 23°C / 74°F, il tempo di lavorazione è di circa 2 minuti.
- Alla fine del tempo di lavorazione applicare Riva Coat su tutte le superfici esposte del restauro.
- Fotopolimerizzare per 10 secondi.

- FINITURA:
 - La finitura con tecniche standard può iniziare dopo il tempo di maturità indicato.
 - Applicare un altro strato di Riva Coat.
 - Fotopolimerizzare per 10 secondi.
 - Istruire il paziente di non mangiare per almeno un'ora dopo la procedura.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

- Non rimuovere le capsule Riva Self Cure dall'involucro fino al momento dell'utilizzo.
- Conservare ad una temperatura compresa tra 4°C e 20°C (39°F – 68°F) per le capsule e tra 4°C e 30°C (39°F – 86°F) per i kit polvere/liquido
- Utilizzare a temperatura ambiente tra 20°C e 25°C (68°F – 77°F).

PRECAUZIONI

- Prodotto per esclusivo uso professionale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Non miscelare la polvere o il liquido con prodotti vetroionomeri di altre marche.
- Attenzione: La legge consente la vendita di questo dispositivo solo al dentista.
- Le Schede di Sicurezza (SDS) sono disponibili sul sito www.sdi.com. au oppure contattando il rappresentante SDI locale.

PRIMO SOCCORSO

- Occhi (contatto):** Lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- Cute (contatto):** Rimuovere utilizzando un panno o una spugna imbevuti in alcol. Lavare abbondantemente con acqua.
- Ingestione:** Sciacquare la bocca abbondantemente. Bere molta acqua / latte. Se i sintomi persistono consultare un medico.
- Inalazione:** Non sono previsti sintomi (capsule). Respirare all'aperto (polvere).

GAMMA DI PRODOTTI

- Riva Self Cure HV
 - Confezione da 50 capsule disponibile nei colori A1, A2, A3 e A3.5.

- Riva Self Cure
 - Confezione da 50 capsule disponibile nei colori A1, A2, A3, A3.5, A4, B2 e B3 (indurimento normale o veloce).
 - Confezione da 50 capsule disponibile nei colori T-A2, T-A3 e T-A3.5 (indurimento veloce).
 - Confezione di capsule assortite A1, A2, A3.5, e B2 (indurimento normale o veloce).
 - Confezione polvere/liquido 15g nei colori A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3 e T-A3.5 (solo indurimento veloce).
 - Confezione polvere/liquido 10g nei colori A2, A3 e A3.5 (solo indurimento veloce).
 - Confezione polvere/liquido 5g nei colori A2, A3 e A3.5 (solo indurimento veloce).
 - Ricambi polvere e liquido.

Accessori

- Riva Conditioner, Riva Coat e Riva Applicator

SDI

riva self cure

riva self cure HV

CEMENT GLAS-JONOMEROWY

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

POLSKI

Riva Self Cure to doskonały, samoutwardzalny, dający kontrast na zdjęciach RTG, odtwórcaj material glaz-jonomerowy. Doskonałe połączenie ze strukturami zębą, dwa rodzaje lepkości do wyboru, znaczące uwalnianie fluoru i wysoka wytrzymałość na ściskanie powodują, że Riva Self Cure znajduje w stomatologii odtwórczej wiele zastosowań.

WSKAZANIA:

- Niewielkie wypełnienia klasy I oraz II
- Wypełnienia w zębach mlecznych
- Wypełnienia u osób starszych
- Podkłady lub wypełnienia dla ubytków klasy I i II z zastosowaniem techniki kanapkowej
- Wypełnienia klasy V
- Odbudowa rdzenia
- Wypełnienia tymczasowe
- Materiał do wypełnień w technice ART.
- jako substytut zębiny

PRZECIWWWSKAZANIA:

- Przykrycie bezpośrednie miazgi
- Produkt może spowodować u niektórych pacjentów podrażnienie skóry. Zrezygnuj wówczas z dalszego stosowania materiału i wezwij pomoc medyczną.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

- PRZYGOTOWANIE UBYTKU:
 - 1. Oczyszczyć i odizolować ząb.
 - Uwaga: Opracować ubytek stosując techniki leczenia zachowawczego i odpowiednie instrumenty. Podciecia nie są konieczne.
- W przypadkach gdzie konieczna jest ochrona miazgi, użyć preparatu na bazie wodnotlenku wapnia.

B. KONDYCYONOWANIE/WYTRAWIANIE:

- Pokryć opracowywaną powierzchnię uzdatniaaczem Riva Conditioner i pozostawić na 10 sekund.
- Wypłukać dokładnie wodą.
- Usunąć nadmiar wody. Zachować wilgotność. Unikać zanieczyszczenia.

WAŻNE: Nie przesuszaj powierzchni. Powierzchnia powinna być nieco wilgotna.

C. MIESZANIE I APLIKACJA

SYSTEM KAPSULEK

	Riva Self Cure	Riva Self Cure	Riva Self Cure HV
Czas wiązania	WOLNY	SZYBKI	
Tłoczek	(Zielony)	(Musztardowy/Biały*)	(Pomarańczowy)
Proporcja proszek/plyn (g/g)	0.42 / 0.13	0.42 / 0.13	0.50 / 0.13
		0.40 / 0.15*	
Czas mieszania	10 sec	10 sec	10 sec
Czas pracy (min., sec.)	1'40"	1'05"	1'30"
Wstępne wiązanie przy 23°C (min., sec.)	4'10"	2'30"	3'00"
Czas wykończenia przy 37°C od rozpoczęcia mieszania (min., sec.)	6'00"	4'30"	5'00"
Minimalna porcja/kapsułka	0.13mL	0.13mL	0.12ml
Warunki badania/testowania: Temperatura (23 ± 1°C), wilgotność względna (50 ± 10%), ISO 9917-1 (Cement na bazie wody).			

* tylko w odcieniach T-A2, T-A3, T-A3.5

- Przycisnąć tłoczek, umieszczając go na twardej powierzchni, tak, aby zagłębił się do wnętrza kapsułki.
- WAŻNE: Nie aktywuj kapsułek w aplikatorze, przed rozszcapieniem mieszalnika.**
- Natychmiast umieść uaktywnioną kapsułkę w mieszalniku Ultramat 2 lub dowolnym wysokoobrotowym mieszalniku (4000 – 4800 obr./min)
- Mieszaj przez 10 sekund. **UWAGA:** Czas pracy można przedłużyć przez skrócenie czasu mieszania, nie więcej jednak niż o 3 sekundy (minimalny czas mieszania wynosi 7 sekund)
- Szybko usuń kapsułkę z mieszalnika i umieść ją w aplikatorze Riva.
- Przycisnąć spust aplikatora, tak, aby zmieszany cement glaz-jonomerowy pojawił się w końcówce.
- Zaaplikuj Riva Self Cure do ubytku zwracając uwagę, aby pod materiał nie dostało się powietrze. **UWAGA:** Temperatura wyższa niż 23±1 °C skróci czas pracy, który został wyszczególniony w tabeli powyżej.
- Po zakończonym czasie pracy zaaplikuj lakier ochronny Riva Coat na wszystkie odsłonięte powierzchnie wypełnienia.
- Polimeryzuj światłem przez 10s.

SYSTEM PROSZEK/PLYN / DOTYCZY TYLKO ZESTAWU WOLNOWIAŻACEGO)

Zalecany sposób dozowania proszku i płynu:

- 1 płaska miarka na 2 krople (T-A2, T-A3, T-A3.5)
- 1 płaska miarka na 1 kropelę (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3)

Zalecany czas mieszania: 30 sekund

Rodzaj podłoża do mieszania: papier nie wchłaniający wilgoci lub szklana płytka. **UWAGA:** Dla wydłużenia czasu pracy schłodź płytkę do mieszania.

- Delikatnie wstrząśnij pojemnikiem z proszkiem Riva Self Cure. Używając plastikowej miarki odmierz i przenieś jedną porcję proszku na płytkę do mieszania.
- Ostrożnie odmierz określony w instrukcji ilość kropli preparatu Riva Self Cure i umieść obok proszku na płytce do mieszania. Zamknij szczelnie pojemnik.
- Używając spatulki z tworzywa podziel proszek na dwie równe części. Mieszaj płyn z jedną częścią proszku przez 10 sekund, a następnie dodaj drugą porcję proszku kontynuując mieszanie przez kolejne 15-20 sekund.
- Aplikuj wymieszany materiał do ubytku zwracając uwagę, aby pod materiał nie dostało się powietrze. W temperaturze 23°C/74°F czas pracy będzie wynosił w przybliżeniu 2 minuty.
- Pod koniec czasu pracy zaaplikuj lakier ochronny Riva Coat na wszystkie powierzchnie wypełnienia.
- Polimeryzuj światłem przez 10 sekund.

D. WYKONCZENIE:

- Po określonym czasie dokonaj wykończenia odbudowy stosując standardowe techniki
- Zaaplikuj kolejną warstwę lakieru ochronnego Riva Coat
- Polimeryzuj światłem przez 10 sekund
- Zaleć pacjentowi powstrzymanie się od spożywania posiłków przez co najmniej godzinę od zakończenia postępowania.

PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE

- Nie rozpakowyuj kapsulek Riva Self Cure z foliowych osłonek dopóki nie będą używane.
- Przechowuj w temperaturze w zakresie 4°C - 20°C (39°F - 68°F) dla kapsulek i 4°C - 30°C (39°F - 86°F) dla systemów proszek/plyn.
- Używaj w temperaturze pokojowej pomiędzy 20°C a 25°C (68°F - 77°F).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Tylko do użycia przez lekarzy dentyistów
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj po upływie daty ważności.
- Nie mieszaj proszku lub płynu z innymi rodzajami czy markami wosentów glaz-jonomerowy
- Ostrzeżenie:** Pod rygiorem prawa zaleca się sprzedaż wyłącznie na potrzeby dentyistów
- Certyfikaty bezpieczeństwa dostępne na: www.sdi.com au lub u przedstawiciela regionalnego.

PIERWSZA POMOC

- Oczy (kontakt):** Przemij obficie wodą i zapewnij pomoc medyczną
- Skóra (kontakt):** Usuń z powierzchni skóry za pomocą materiału lub gąbki zanurzonych w alkoholu. Przemij obficie wodą.
- Połyknięcie:** Złć wypicie dużej ilości wody/mleka. Zapewnij pomoc medyczną w razie utrudnienia się objawów zatrucia.
- Wchłonięcie:** Brak objawów w przypadku kapsulek/Użycie kapsulek nie powoduje żadnego niebezpieczeństwa. Jeśli chodzi o proszek, zapewnij dostęp świeżego powietrza – przewietrz pomieszczenie.

ASORTYMENT

- Riva Self Cure HV
 - opakowanie po 50 kapsulek dostępne w odcieniach: A1, A2, A3 i A3.5

- Riva Self Cure
 - Opakowanie po 50 kapsulek w odcieniach A1, A2, A3, A3.5, A4, B2 oraz B3 (wolvnowiązace i szybkowiązące)
 - Opakowanie po 50 kapsulek w odcieniach T-A2, T-A3 oraz T-A3.5 (szybkowiązące)
 - Asortment kapsulek w odcieniu A1, A2, A3, A3.5 oraz B2 (wolvnowiązace i szybkowiązące)
 - Zestaw proszek/plyn 15 g w odcieniach A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3 oraz T-A3.5 (tylko wolvnowiązace)
 - Zestaw proszek/plyn 10g w odcieniach A2, A3 i A3.5 (tylko wolvnowiązace)
 - Zestaw proszek/plyn 5g w odcieniach A2, A3 i A3.5 (tylko wolvnowiązace)
 - Wkłady wymienne do proszku i płynu

Aksesoria

- Riva Conditioner, Riva Coat oraz Riva Applicator

SDI

riva self cure/

riva self cure HV

CAM IONOMER RESTORATİF

MATERYAL

TÜRKÇE

Riva Self Cure radyopak, kimyasal konvansiyonel cam iyonomer restoratif simandir. Riva Self Cure; mükemmel dış adezyonu, sürekli flor salınımı, yüksek basınç dayanımı, 2 farklı viskozite seçeneği ve geniş renk seçenekleri ile geniş restoratif uygulamalar sağlar.

ENDİKASYONLAR

- Agir okluzal kuvvet gelmeyen Sınıf I ve Sınıf II restorasyonlar
- Süt dişlerinin restorasyonunda
- Geriatrik hastaların restorasyonlarında
- Sandvic tekniği kullanılarak Sınıf I ve Sınıf II kaviterlerde ara restoratif ve kaide materyali olarak
- Servikal Sınıf V restorasyonlarda
- Kor yapımında
- Geçici dolgu olarak
- ART tekniğinde restoratif materyal olarak
- Dentin replasmanında

KONTRENDİKASYONLAR

- Pulpa Kaplama (Kuafaj)
- Ürün bazı kişilerin cildinde tahrişe neden olabilir. Böyle durumlarda, ürünü kullanmaya devam etmeyiniz ve doktorunuza danışınız.

PROSEDÜR

- KAVİTE HAZIRLAMA
 - 1. Dişi temizleyip izole ediniz.
 - Not: Kavite konservatif standart tekniklerle ve aletlerle hazırlanmalıdır. Alt kesim gerekli değildir.
- Pulpalarn korunması durumlarında Kalsiyum Hidroksit Liner kullanılmalıdır.

B. KONDİSYON VE AŞİTLEME

- Hazırlanmış yüzeye Riva Conditioner uygulayıp kavitede 10 saniye bekleyiniz.
- Su ile iyice durulayınız.
- Kalan suyu iyice kaldırın ve Nemli bırakın. Kontaminasyondan kaçınız.

Önemli: Yüzeyin tamamen kuru olmasına özen gösteriniz. Yüzey parlak olmalıdır.

C. KARIŞTIRMA VE YERLEŞTİRME

KAPSÜL SİSTEMİ

	Riva Self Cure	Riva Self Cure	Riva Self Cure HV
Ayar	REGULAR	HIZLI	
Buton	(Yeşil)	(Açık Kahverengi / Beyaz*)	(Turuncu)
Toz/Likit		0.42 / 0.13	0.42 / 0.13
Oran (gr/gr)		0.40 / 0.15*	0.50 / 0.13
Karıştırma süresi	10 san	10 san	10 san
Çalışma süresi (dak, san.)	1'40"	1'05"	1'30"
İlk ayar süresi @ 23°C (dak., san)	4'10"	2'30"	3'00"
Karıştırmaya başlandıan bitirme süresi @ 37°C	6'00"	4'30"	5'00"
Minumum kulanılari kapsül	0.13mL	0.13mL	0.12mL
Uygulama Ortamı : Sıcaklık (23 ± 1°C), Nem (50 ± 10%). ISO 9917-1 (Dental su (çerikli siman)			

* T-A2, T-A3, T-A3.5 sadece.

- Kapsülü butonuna hızla bastırarak aktive ediniz.
- Önemli: Karıştırmadan önce aplikatör ile uygulamayınız.** Kapsülü Ultramat 2 amalgamatöre veya herhangi bir karıştırıcıya (4000-4800 rpm aralığında çalışan) koyunuz.
- 10 saniye boyunca karıştırınız. Not: Çalışma süresi karıştırma süresini en fazla 3 saniye azaltarak uzatılabilir.(Minimum karıştırma süresi 7 saniye)
- Karıştırdıktan sonra hemen Riva Applicator'e takınız.
- Aplikatöre cam iyonomer siman gelene dek basınız.
- Kaviteyi dikkatlice hava brakmadan Riva Self Cure ile doldurunuz. Not: 23±1 °C çyuksek sıcaklıklarda çalışma süresi yukarıdaki tabloya göre kısılabılır.
- Çalışma süresinin sonunda, çalışılmış restorasyonun yüzeyine Riva Coat uygulayınız.
- Riva Coat kullandıktan sonra 10 saniye ışık uygulayınız.

TOZ / LİKİT SİSTEMİ (SADECE REGULAR)

Toz-Likit Dosajı:	
• 1 kaşık toz- 2 damla likit (T-A2, T-A3, T-A3.5)	
• 1 kaşık toz- 1 damla likit (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3)	
Taavsiye edilen karıştırma süresi:	30 saniye
Karıştırma Kağıdı Tipi: Emici olmayan kağıt veya siman camı	
Not: Çalışma süresini artırarak için soğuk siman camı kullanılabılır.	

- Riva Self Cure toz kapagaını açınız. Tozdan karıştırma kağıdına veya siman camına bir kaşık koyunuz. Kutunun içinden çıkan plastik kaşığı kullanarak 1 kaşık karıştırma kağıdının üzerine koyunuz.
- Tozdan sonra likitten 1 damla karıştırma kağıdına koyunuz. Likitin kapagaını sıkıca kapatınız.
- Plastik spatul kullanarak tozu iki eşit parçaya bölünüz.
- Plastik spatul kullanarak tozu bir bölümünü likitle 10 saniye boyunca karıştırınız ve daha sonra ikinci bölümde ekleyerek 15 – 20 saniye boyunca karıştırınız.
- Karıştırlan pastayı boşluk bırakmadan kaviteye yerleştiriniz. 23°C / 74°F de çalışma süresi 2 dakikadır.
- Çalışma süresinin sonunda, çalışılmış restorasyonun yüzeyine Riva Coat uygulayınız.
- Riva Coat kullandıktan sonra 10 saniye ışık uygulayınız.

D. BİTİRME

- Belirlilen bitirme zamanından sonra restorasyonu standart teknikler kullanarak bitiriniz.
- İkinci kez Riva Coat kullanınız.
- 10 saniye ışık uygulayınız.
- Hastalara tedaviden sonra en az 1 saat birşey yenmemesi önerilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

- Riva Self Cure Kapsülleri kullanıma hazır olmadan ambalajından çıkartılmamalıdır.
- Kapsüller 4 °C ve 20 °C (39 °F - 68 °F), Toz ve Likit Setini ise 4 °C - 30 °C (39 °F - 86 °F), sıcaklığı arasında saklayınız.
- Ürünü 20 °C ve 25 °C (68 °F - 77 °F) sıcaklığı arasında kullanınız.

ÖNEMLER

- Profesyonel kullanim içindir.
- Cocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- Tozu veya likiti diğer markaların toz veya likitleriyle beraber karıştırmamalıdır.
- Federal Hukuk kurallarna göre bu ürün sadece diş hekimleri tarafından sipariş edilebilir.
- Ürün güvenliik formuna(SDS) www.sdi.com adresinden veya ürün dağıtıcsından ulaşılabirilsiniz.

İLK YARDIM

- Göz-Teması:** Gözü bol su ile yıkayıp doktora başvurunuz.
- Ten Teması:** Alkolü su veya bir bezle temizleyiniz. Bol su ile yıkayınız.
- Yutma:** Bol su gargara yapınız. Bol su veya süt içiniz. Semptomlar gözükürse doktora başvurunuz.
- Soluma:** Kapsüller için semptom yoktur. Toz için temiz hava alınız.

PIYASAYA ARZ ŞEKLİ

- Riva Self Cure
 - 50 Adet Kapsül ikerikli kutularda A1, A2, A3 ve A3.5 renklerinde.

- Riva Self Cure
 - 50 Adet Kapsül ikerikli kutularda A1, A2, A3, A3.5, A4, B2 ve B3 renklerinde. (Regular veya Hızlı Set).
 - 50 Adet Kapsül ikerikli kutularda T-A2, T-A3 ve T-A3.5 renklerinde. (Hızlı Set).
 - Asorti Kapsül Seti A1, A2, A3, A3.5, ve B2 (Regular veya Hızlı Set).
 - 15 gr Toz / Likit Seti A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3 ve T-A3.5 renklerinde (Regular Set).
 - 10 gr Toz / Likit Seti A2, A3 ve A3.5 renklerinde (Regular Set).
 - 5 gr Toz / Likit Seti A2, A3 ve A3.5 renklerinde (Regular Set).
 - Toz / Likit Set veya Refil şeklinde.

Aksesuarlar:

- Riva Conditioner (Kavite Temizleme Maddesi)
- Riva Coat (Cam Ionomerler için Koryucu Vernik)
- Riva Applicator (Kapsül Uygulama Tabancası)

SDI

riva self cure/

riva self cure HV

STIKLO JONOMERINIS UŽPILDS

KULLANIM TALIMATI

LITHUANIAN

Riva Self Cure yra idealus rentgeno-kontrastiškas savaim kietėjantis, tradicinis stiklo jonomerinis cementas. Riva Self Cure puikiai jungiasi su danties audiniais, išskiria fluorą ir pasižymi dideliu atsparumu spaudimui, gaminama dviejų skirtingų konsistencijų, todėl tai yra plačiai pritaikoma atstatomoji medžiaga.

NAUDOJIMO INDIKACIOS