

SeptoWedges
Interdentale houten wiggen

SeptoWedges zijn bedoeld voor algemeen gebruik bij restauratieve procedures, met de mechanische functie van het aanpassen van matrijzen en/of het scheiden van aangrenzende tanden. De houten wiggen worden niet bijgeslepen of aangepast worden, omdat de vorm een eenvoudige plaatsing in interproximale zones toelaat en een perfecte aanpassing van de matrijzen garandeert.

Gebruik: Selecteer de meest geschikte wigmaat voor de procedure. Breng de wig toe in interproximale gebied in. Nadat de procedure is voltooid, moet de wig worden verwijderd.

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen: Professioneel gebruik. Eenmalig gebruik. Gebruiksbij kan kruisbesmetting veroorzaken. Indien er allergie voor één van de componenten is aangegevend, dient het product niet gebruikt te worden. Het wordt aanbevolen om het product altijd in combinatie met de absolute isolatie van het operatieve veld te gebruiken. Het product heeft een scherp uiteinde en dient zodanig behandeld te worden dat het geen letsel aan de patiënt veroorzaakt.

Samenstelling: Natuurlijk: hout. Kleur: houtkleurig en niet-toxische reactieve kleurstoffen.

Bewaren: Bewaren op een koele en droge plaats, beschermd tegen zonlicht.

Presentatie:
0104020014 - SeptoWedges – 100 diverse eenheden (gekleurd volgens maat)
0104020015 - SeptoWedges nr. 1 geel – 100 eenheden (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges nr. 2 groen – 100 eenheden (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges nr. 3 rood – 100 eenheden (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges nr. 4 violet – 100 eenheden (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges nr. 5 natuurlijk – 100 eenheden (16 mm)

SeptoWedges
Cunhas interdentales de madeira

As cunhas de madeira SeptoWedges são indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a finalidade mecânica de adaptar a mive e/ou afastar dentes adjacentes. As cunhas não necessitam de recortes ou ajustes, pois seu formato agudo facilita sua introdução na amela e garante a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Uso: Selecionar a cunha desejada. Inserir a cunha no espaço interproximal. Uma vez concluído o procedimento a cunha deve ser removida.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Recomenda-se a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. O produto possui uma extremidade pontiaguda e deve ser manuseado de forma a não causar lesão ao paciente.

Composição: Natural: Madeira. Colorida: Madeira e corantes reativos atóxicos.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Apresentação:
0104020014 - SeptoWedges – 100 unid. sortido (5 tamanhos)
0104020015 - SeptoWedges – 100 unid. nº1 - amarelo (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges – 100 unid. nº2 - verde (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges – 100 unid. nº3 - vermelho (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges – 100 unid. nº4 - violeta (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges – 100 unid. nº5 - natural (16 mm)

SeptoWedges
Комплекс межзубных деревянных клинвев

Деревянные клинья SeptoWedges предназначены для использования при выполнении реставраций в стоматологии. Функция клинвев заключается в адаптации матриц и/или разделении смежных зубов. Деревянные клинья не нуждаются в подрезании или адаптации, так как их форма позволяет легкое размещение в межзубных пространствах и обеспечивает идеальную адаптацию матриц.

Указание на использование: Выберите наиболее подходящий размер клина для межзубного промежутка. Вставьте клин в межзубное пространство. После выполнения процедуры клин необходимо удалить.

Предупреждения, меры предосторожности и ограничения: Только для профессионального применения. Только для однократового применения. Повторное использование может привести к перекрестному инфицированию. Запрещено использовать продукт в случае аллергии на любой из компонентов. Чтобы избежать случайного проглатывания изделия, необходимо выполнить полную изоляцию полости рта. Изделие имеет острый конец, поэтому необходимо использовать его осторожно, чтобы не поранить пациента.

Stavos: Kneraken: Dero. Okeraken: Dero; und netoksikinis kraskas.

Хранения: Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Варианты:
0104020014 - SeptoWedges - 100 различных единиц (цвет обозначает размер)
0104020015 - SeptoWedges № 1 желтые - 100 единиц (12 мм)
0104020016 - SeptoWedges № 2 зеленый - 100 единиц (13 мм)
0104020017 - SeptoWedges № 3 красные - 100 единиц (14 мм)
0104020018 - SeptoWedges № 4 фиолетовые - 100 единиц (15 мм)
0104020019 - SeptoWedges № 5 некрашенные - 100 единиц (16 мм)

SeptoWedges
Interdentální drveni klinovi

SeptoWedges drveni klinovi predvideni su za upotrebu kod restauracijskih postupaka s mehanikom funkcijom prilagodbi matrica i/ili razdvajanja susjednih zubi. Drveni klinovi ne zahtijevaju rezove ili prilagodbu jer njihov oblik omogućava jednostavno umetanje u interproksimalna podruca i osigurava savršenu prilagodbu matrica.

Kako koristiti: Odaberite najprikladniju veličinu klinja za postupak. Umetnite klin u interproksimalni prostor. Po dovršetku postupka morate ukloniti klin. **Upozorenja, upozorenje i ograničenja:** Samo za profesionalnu upotrebu. Samo za jednokratnu upotrebu. U slučaju ponovne upotrebe može doći do unakrsne kontaminacije. Proizvod ne smiju upotrebljavati pacijenti koji su alergični na neke njegove komponente. Kako biste izbjegli nehotično izlivanje proizvoda, nužno je u potpunosti izolirati operativno polje. Proizvod ima oštar vrh i njime je potrebno rukovati oprezno kako biste izbjegli opasnost od ozljeđivanja pacijenta.

Sastav: Prirodni: Drvo. U boji: Drvo i netoksične reaktywne boje. **Sklađišćenje:** Sklađistiti na suhom i hladnom mjestu, podalje od sunčeve svjetlosti.

Varijacje proizvoda:
0104020014 - SeptoWedges - 100 raznolikio objeoinih komada (5 veličina)
0104020015 - SeptoWedges - 100 komada br. 1 - žuta (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - 100 komada br. 2 - zelena (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - 100 komada br. 3 - crvena (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - 100 komada br. 4 - ljubičasta (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - 100 komada br. 5 - prirodna/bez boje (16 mm)

SeptoWedges
Interdentálne lesene zagazdve

Lesene zagazdve SeptoWedges so namenjene splošni uporabi pri restavracijskih posegih. Njihova funkcija je mehansko prilagajanje matric in/ali razdvajanje sosednjih zob. Pri leseni zagazdvi ni potrebno rezati ali prilagajanje, saj njihova oblika omogoča enostavno vstavljanje v interproksimalne prostore in zagotavlja popolno prilagoditev matric.

Kako uporabiti: Izberte najprimernejšo velikost zagazdve za zeleni postopek. Vstavite zagazdvo v najprimernejši prostor. Po koncu postopka morate zagazdvo odstraniti.

Opozorila, varnostni ukrepi in omejitve: Samo za strokovno uporabo. Samo za enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzroči navzkrižno kontaminacijo. Izdelka ni dovoljeno uporabljati pri pacientih z alergijskimi reakcijami na katero koli od njegovih sestavin. Da pacient ne bi pogoltnil izdelka, morate obvezno uporabiti ustno izolacijo delovnega polja. Izdelek ima ostró konico, zato morate z njim ravnati previdno, da preprečite vteganje poškodb pacienta.

Sestava: Naravne: les. Barvne: les in nestrupena reaktyvna barvila. **Sklađiščenje:** Hraniti na suhem in hladnem mestu, zaščiten pred sončno svetlobo.

Različice izdelkov:
0104020014 - SeptoWedges - 100 različnih kosov (barve glede na velikost)
0104020015 - SeptoWedges № 1 rumena - 100 kosov (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges № 2 zelena - 100 kosov (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges № 3 rdeča - 100 kosov (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges № 4 vijoličasta - 100 kosov (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges № 5 standardne barve - 100 kosov (16 mm)

SeptoWedges
Starpozbu koka klisli

SeptoWedges klisli ir paredžti vispārīgai lietošanai restaurācijas procedūrās, un tām ir mehāniskā matricas pozicionēšanas un/vai blakus esošu zobu atvēršanas funkcija. Koka klisli nav jāgriež vai jāpielāgo, pabeidoties pašām formai, tos var arī lietot starpozbu spraugā un tie nodrošina nevainojamu matricas pozicionēšanu.

Lietošana: Izvēlēties procedurāli vispiemērotāko klisli izmēru. Ievietojiet klisli starpozbu spraugā. Kad procedūra ir pabeigta, klisli jāizņem.

Brdinājums, piesardzības pasākumi un ierobežojumi: Tikai profesionāli lietotājam; Tikai vienreizēji lietošanai. Atkārtoti lietošanai var izraisīt savstarpēju piesārņojumu. Ja ir zināms par alerģiju pret koku, jānodrošina, izstrādājumi nedrīkst lietot. Lai izstrādājums neaustu nēss norīt, operācijas laikā jānodrošina pilnīga izolācija. Izstrādājumi ir arī gals, un ar to ir jānosaka uzmanīgi, lai nesavainātu pacientu. **Sastāvs:** Dabiskie koks/Krasāmie koks un netoksiskās reaktyvas krāsrievas. **Uzglābšana:** Uzglābt vēsā, sausā vietā ārpus saules gaismas.

Izkats:
0104020014 - SeptoWedges – 100 gab., krasāni dažādi
0104020015 - SeptoWedges № 1 dzeltē - 100 gab. (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges № 2 zaļš - 100 gab. (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges № 3 sarkani - 100 gab. (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges № 4 violeti - 100 gab. (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges № 5 bez krāsas - 100 gab. (16 mm)

SeptoWedges
Puidist hambavahekiiluid

SeptoWedges puitlikuid on nāidustatud lūdikseks kasutuseks taastusprotseduurides, mehaanilise matritside kohandamise ja/või kilgnelvete hammaste eraldamise funktsiooniga. Puitkliile ei ole vaja lõigata või kohandada, sest nende kuju võimaldab neid kergesti sisestada interproksimaalsetesse kohtadesse ja tagab matritside täieliku kohandumise.

Kuidas kasutada: Valige protseduuri jaoks kõige sobivam kiln. Sisestage kiln interproksimaalsetesse kohti. Kui protseduur on tehtud, tuleb kiln eemaldada. **Hoiatused, ettevaatusabinõud ja piirangud:** Ainult ettekirskes kasutuseks. Korduskasutamise vältimiseks peab hõlmustada riistaastumist. Kui on tõendatud allergia mõne koostisosa vastu, ei tohi toodet kasutada. Toote kasutamisel allaneelamine vältimatuks tuleb kasutada tõlvikku, täieliku isolatsiooni ja suu isoleerimist. Tootel on terav ots ja seda tuleb käsitseda ettevaatlikult, et vältida vigastamistohu potentsi. **Koostis:** Naturaalne: puit. Värvusega: puit ja mittetoksilised reaktiivvärvid. **Ladustamine:** Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitslult päikesevalguse eest.

Tootevariantid:
0104020014 - SeptoWedges - 100 ühiku valik (suuruse järgi eri värvi)
0104020015 - SeptoWedges nr 1 kollased - 100 ühikut (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges nr 2 roheline - 100 ühikut (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges nr 3 punased - 100 ühikut (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges nr 4 lilla - 100 ühikut (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges nr 5 naturalsed - 100 ühikut (16 mm)

SeptoWedges
Medināl lārdančīz plēštai

SeptoWedges medināl plēštai ja skiri bendrijam nauđojumi atstatumju procedūrā metu, u mehāniskie paskirts u priekārti matricas i (ar) atskirti gērtums danis. Medinju plēštai neriekā pļaujst ar pīderint, nes u joma lieidza lēngvai juos gēst u interproksimālis sritis ir garntājumiems nepriekāstīngas matricu priekātkymas.

Nauđojums: Pasirinkite procedurāl tinkamiausio dydzio plēštā, įstatykite plēštā į interproksimalinę zoną. Baigus procedūrą, reikia išimti plēštą. **Įspėjimai, atsargumo priemonės ir apribojimai:** Tik profesionaliam naudojimui. Tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinis naudojimas gali sąlygoti kryžminį užkrėtimą įrodytos alergijos vienetį išsudedamųjų dalių atveju, gaminyis negali būti naudojamas. Siekiant išvengti nelaimingo sū gaminio nurijimo, būtina taikyti pilnā operacines zonas izoliavimo technikā. Gaminyis turi aštrią kampā ir juo turi būti naudojamos taip, kad pacientas nebūtų sužeistas. **Sudėtis:** Natūralūs: Medis. Spalvoti: Medis ir netoksiški reakciniai dažai. **Likymas:** Likaiti sausoje ir vėsioje vietoje, saugoti nuo saulės spindulių.

Pateikimas:
0104020014 - SeptoWedges – 100 asorti vnt.
0104020015 - SeptoWedges № 1 geltoni - 100 vnt. (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges nr 2 mėlyni - 100 vnt. (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges nr 3 raudoni - 100 vnt. (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges nr 4 violetiniai - 100 vnt. (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges nr 5 natūralūs - 100 vnt. (16 mm)

SeptoWedges
Ξυλινες μεσοδοντιες σφηνες

Oi Ξυλινες σφηνες SeptoWedges ενδεικνυνται για γενική χρήση για επεμβατικές αποκαταστάσεις με τη μηχανική λειτουργία προαρρίστης τεχνητών τοιχωμάτων ή/και τον διαχωρισμό ορίων δοντιών. Oi Ξυλινες σφηνες δεν απαιτούν κοπή ή προαρίστη, επειδή το σχήμα τους επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή στις μεσοδοντικές περιοχές και εξαφορμίζει την τέλεια προαρίστη των τεχνητών τοιχωμάτων.

Χρήση: Επιλέξτε το καταλληλότερο μέγεθος σφήνας για τη διαδικασία. Τοποθετήστε τη σφήνα στον μεσοδοντικό χώρο. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η σφήνα πρέπει να αφαιρεθεί.

Προειδοποίηση: προφυλάξτε και περιορίστε: Μόνο για επεμβατική χρήση. Μίας χρήσης μόνο. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει τη διασταυρούμενη μόλυνση. Αν υπάρχει αποδεδειγμένη αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Για να αποφευχθεί η τυχαία κατάποση του προϊόντος, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας τεχνικής ολικής απομόνωσης του επεμβατικού πεδίου. Το προϊόν έχει ένα αιχμηρό σημείο και πρέπει η χρήση του να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην προκαλέσει κακώσεις στον ασθενή. Σύνθεση: Φυσικές Ξύλο. Χρωματιστές Ξύλο και μη τοξικές αντιδραστικές βαφές. Φύλαξη: Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος και να προστατεύεται από το φως.

Παρουσίαση:
0104020014 - SeptoWedges – 100 μονάδες σε διάφορα χρώματα
0104020015 - SeptoWedges № 1 κίτρινο - 100 μονάδες (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges № 2 πράσινο - 100 μονάδες (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges № 3 κόκκινη - 100 μονάδες (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges № 4 βιολετί - 100 μονάδες (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges № 5 φυσικό χρώμα - 100 μονάδες (16 mm)

SeptoWedges
Interdentální drveni klinovi

SeptoWedges imaju namenu za opštu upotrebu u postupcima restauracije, sa mehaničkom funkcijom za prilagodbu matrica i/ili odvajanje susjednog zuba. Drvene klinove ne treba seći ili prilagođavati jer njihov oblik omogućava lako umetanje u interproksimalna područja i obezbeđuje savršeno prilagodbu matrica.

Kako se koristi: Izaberite najprikladniju veličinu klinja za postupak. Stavite klin u interproksimalni prostor. Kada je postupak završen, klin se mora ukloniti.

Upozorenja, upozorenje i ograničenja: Samo za profesionalnu upotrebu. Samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba može izazvati unakrsnu kontaminaciju. Proizvod se ne sme koristiti na pacijentima koji imaju alergijske reakcije na bilo koju od njegovih komponenti. Da bi se izbeglo slučajno gutanje ovog proizvoda neophodno je primeniti tehniku potpunje izolacije operativnog polja. Proizvod ima oštar vrh i njime se mora rukovati sa oprezom da bi se izbeglo rizik od povredjenja pacijenta.

Sastav: Natural: Drvo. Obojeno: Drvo i netoksične reaktywne boje. **Sklađišćenje:** Čuvati na suvom i hladnom mestu, zaštićeno od sunčeve svetlosti.

Варијанте производа:
0104020014 - SeptoWedges - 100 raznih jedinica (objeoinih po veličini)
0104020015 - SeptoWedges - nr 1 žuta - 100 jedinica (12 mm)
0104020016 - SeptoWedges - nr 2 zeleno - 100 jedinica (13 mm)
0104020017 - SeptoWedges - nr 3 crvena - 100 jedinica (14 mm)
0104020018 - SeptoWedges - nr 4 ljubičasta - 100 jedinica (15 mm)
0104020019 - SeptoWedges - nr 5 natural - 100 jedinica (16 mm)

SeptoWedges
Medināl lārdančīz plēštai

Manufacturer:
TDV Dental Ltd.,
CNPJ: 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944
CEP 89107-000
Pomerode/SC - Brasil
E-mail: mail@3395s-11.com

Distributed in USA by:
SEPOTDONT Inc,
Lancaster, PA 17601 - USA

Distributed in Canada by:
SEPOTDONT - Cambridge,
ON N1R 6X3 - Canada

ECREP
Obels S.A.
Bd. Général Wahnis 53
100 Brussels, Belgium
Tel: +32(2) 732.25.54
E-mail: mail@belgium

Version 02-01/2020

